



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ Absorbent er en transparent, semipermeabel forbindelse til minimal til moderat væskende sår. Den transparente forbindelse gør det muligt at observere såret. 3M Tegaderm Absorbent opretholder et fugtigt sårmiljø, som fremmer sårhelingen samt beskytter såret mod friktion og giver en barriere mod udefrakommende væsker, bakterier og virus*.

*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV -1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

Egenskaber:

- Patenterede transparente akrylpolymer
- Opretholder et optimalt sårmiljø
- Hypoallergenisk
- Latexfri
- Steril
- Tynd

Fordele:

- Tilpasser sig hudens konturer
- Skånsom at fjerne
- Nem at centrere og applicere
- Såret kan inspiceres.
- Lang anvendelsestid – nedsætter skifteintervallerne

Indikationer:

- Lavt til moderat væskende sår, såsom:
- Hudafskrabninger og overfladiske sår
 - Epiteliserede sår
 - Overfladiske brandsår
 - Donorsteder
 - Tryksår



3M

Brugsvejledning:

- Tag forbindingen ud af pakken.
- Hold forbindingen ved hjælp af tapperne og fjern den påtrykte liner.
- Pres forsigtigt forbindingen på huden. Undgå at strække forbindingen eller huden.
- Fjern rammesystemet og glat forbindingen fra midten og ud mod kanten.

Fjernelse:

- Løft forsigtigt forbindens kanter fra huden. Påfør en tape på kanterne af forbindingen og brug tapen til at løfte med, hvis der er problemer med at løfte forbindingen.
- Fortsæt med at løfte, indtil alle kanter er løsnet fra huden.
- Fjern forbindingen.

Deklaration:

- Akrylpolymer
- Polyurethanfilm
- Akrylatklæbestof

Bestillingsinformation**3M™ Tegaderm™ Absorbent**

| Varenr.: | Størrelse af pude cm x cm | Størrelse af hele forbindingen cm x cm | Antal/æske | Æsker/karton |
|-----------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| 90800 Oval | 3,8 x 5,7 | 7,6 x 9,5 | 5 | 6 |
| 90801 Oval | 6,0 x 7,6 | 11,1 x 12,7 | 5 | 6 |
| 90802 Firkantet | 10,1 x 10,1 | 14,9 x 15,2 | 5 | 6 |
| 90803 Oval | 8,5 x 10,7 | 14,2 x 15,8 | 5 | 6 |
| 90805 Firkantet | 14,9 x 15,2 | 20,0 x 20,3 | 5 | 4 |
| 90807 Sacral | 11,75 x 14,3 | 16,8 x 19 | 5 | 4 |