



Selvklæbende absorberende bandage

Mepore er en luftgennemtrængelig, selvklæbende bandage, ideel til let til moderat væskende sår. Den hudvenlige, vandbaserede, opløsningsfri polyakrylatklæb giver en blid og sikker fiksering.



Sådan virker Mepore

Den porøse struktur i nonwoven materialet sikrer at luft og damp kan trænge igennem. Materialet er fleksibelt, former sig efter kroppens konturer og tillader bevægelighed. Mepore er væskeafvisende og danner en barriere mod blod og væskegennemsvivning. Polyakrylat klæben er blid mod huden og sikrer samtidig en sikker fiksering. Sårkontaktlaget reducerer risikoen for at bandagen hænger i såret.

Anvendelsesområder

Mepore kan anvendes på en lang række sår, som har let til moderat væskniveau. Disse omfatter kirurgiske sår, mindre brandsår, rifter og hudafskrabninger.

Sådan anvendes Mepore



Pakken åbnes og bandagen tages ud.



Tag fat i de overlappende dele af beskyttelsesfilmen og træk indtil klæbefladerne ses og fiksering kan påbegyndes.



Placer bandagen på huden uden at strække og fjern forsigtigt resten af beskyttelsesfilmen. Glat klæbekanten for at sikre optimal hæftning til huden.

Bandageskift

Skiftfrekvensen afhænger af sårets tilstand. Bandagen aftages ved at tage fat i kanten og langsomt trække den af i hårvækst retning.

Fordele ved Mepore

- Hudvenlig, vandbaseret klæb
- Det lethæftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at bandagen hænger fast i såret
- Flexibel, væskeafvisende bagside
- Let aftageligt beskyttelsespapir, som letter håndteringen og giver aseptisk applikation
- Luftgennemtrængelig, forhindrer maceration og giver en bedre komfort
- Afrundede hjørner giver sikker fiksering (alle størrelser op til 9x15 cm)

Forholdsregler

For at sikre at der ikke opstår hudskader bør Mepore ikke strækkes. Dette er især vigtigt, når bandagen lægges over led.



Mepore er pakket i sterile enkelt pakninger

Art. nr.	Str. cm	Sårpude cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
670800	6 × 7 cm	3 × 4 cm	60	480
670900	9 × 10 cm	4,5 × 6 cm	50	400
671000	9 × 15 cm	4,5 × 10 cm	50	400
671100	9 × 20 cm	4,5 × 15 cm	30	180
671200	9 × 25 cm	4,5 × 20 cm	30	180
671300	9 × 30 cm	4,5 × 25 cm	30	270
671400	9 × 35 cm	4,5 × 30 cm	30	180

Apotekssortiment

670870	6 × 7 cm	3 × 4 cm	10	140
670970	9 × 10 cm	4,5 × 6 cm	5	100
671070	9 × 15 cm	4,5 × 10 cm	5	70

Mepore leveres også usterilt i 5 og 2 meters ruller i dispenserbokse

Art. nr.	Str. cm	Sårpude cm	Stk./trp.krt.
5 meters ruller			
331900	4 cm	1,5 cm	24
332000	7 cm	3 cm	18
2 meters ruller			
331980	4 cm	1,5 cm	30
332080	7 cm	3 cm	21

Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33, 3450 Allerød
Tlf. 48 168 268
www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care navn og Mepore® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.