

## Komponenter



## Vær opmærksom på følgende

1. Vent mindst 20 minutter efter du har indtaget mad og/eller drikke, før du tager en prøve. Rester af alkohol i munden eller endda overskydende spyt kan forstyrre testresultatet. Dette inkluderer også alkoholbaseret mundskyl eller lignende produkter.
2. Undgå at teste i vindfyldte eller lukkede områder. Dårlig ventilation kan også forlænge tiden mellem testene.
3. Pust ikke røg, spyt eller andre fremmedlegemer ind i mundstykket, da sensoren kan blive skadet.
4. Hold instrumentet ude af ekstreme temperaturer og udenfor børns rækkevidde
5. Brug kun alkaline batterier.

## Garanti

Producenten garanterer produktet til at være fri for produktionsrelaterede defekter (eksklusiv kalibrering) ved normal brug i 24 måneder fra købet af instrumentet. Producentens garanti er begrænset til ombytning af instrumentet, justering eller reparation af dette, hvis instrumentet returneres med dokumentation for købet. Garantien dækker ikke såfremt, der er blevet rodet med instrumentet, eller det har været udsat for bevidst skade.

## Kalibrering & Service

Hvis du ønsker kalibrering eller teknisk hjælp kan du kontakte os på: tlf. 40 44 45 40 eller se mere på [www.testdig.dk](http://www.testdig.dk)

Obs. Alc-2 bør kalibreres én gang årligt, hvis det skal bibeholde sin præcision og nøjagtighed.

Dansk Distributør:

**Testdig ApS**

Kong Georgsvej 20

2950 Vedbæk

Tlf. 40 44 45 40



## Brugervejledning

# ALKOMETER ALC-2



Alkometer ALC-2 benytter sig af brændselscelle-teknologi med stor præcision. Instrumentet er både brugervenligt og har et kompakt design. Instrumentet bliver leveret med et integreret mundstykke der er velegnet til personligt brug, samt løse mundstykker.

## Indhold

Alkometer, plast opbevaringskasse, mundstykker (x5), AAA Batterier (x2), taske og vejledning.

## Sådan bruges ALC-2



1. Tryk på power-knappen.
2. ALC-2 varmer op, indtil den skriver "blow" i displayet.
3. Pust ind i mundstykket i mindst 4 sekunder, indtil du hører et "klik".
4. Resultatet vises i displayet i 15 sekunder. Vil du teste igen, hold da power-knappen nede i 2 sekunder.
5. ALC-2 slukker automatisk efter 4 minutter.

\* Hvis du holder power-knappen nede kan du tjekke det totale antal tests.

## Advarsler i displayet

**Flow:** Der blev ikke pustet nok, til at prøven kunne tages. Instrumentet gør sig automatisk klar til en ny prøve. Når det er klar, pust da stærkt og længe.

**bAt:** Lavt batteri-niveau. Udskift batterierne.

**CAL:** Hvis du tester mere end 1000 gange vil ALC-2 vise "CAL" i 3 sekunder som advarsel før en test. "CAL" vil komme til syne i god tid så instrumentet kan kalibreres eller få udskiftet et sensormodul.

**Err9:** Systemfejl. Få dit alkometer efterset.

## Personligt mundstykke

Hvis du skubber krogen til side kan du anvende det integrerede mundstykke.



## Sådan udskiftes batterierne



Fjern batteriet ved at skubbe låget op i bunden.

## Specifikationer

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Indikation af alkohol | 0.000 to 4.000 ‰ el.<br>0.000 to 2.000 mg/l el.<br>0.000 to 0.400 %BAC by LCD Display |
| Opvarmning            | 5 sekunder ~ 4 minutter   |
| Resultat              | inden 10 sekunder ved 1.00 ‰  |
| Sensor                | Fuel Cell Sensor  |
| Batterier             | To 1.5V "AAA" alkaline batterier  |
| Vægt                  | 83g (inklusive batterier)   |
| Dimensioner (mm)      | 105 (højde) X 50 (bredde) X 15 (tykkelse)   |
| Temperatur            | Under brug: 5 to 40 °C<br>Opbevaring: 0 to 50 °C                                      |
| Præcision             | ±0.050 ‰ at 0.500 ‰   |