

# BRUGSANVISNING

## Super 8 pilleæske

Super-8 pilleæsken har op til 8 daglige alarmer på eksakte indstillede tidspunkter.

Super-8 pilleæsken har 8 separate nummererede pillerum passende til specifik alarmnummer.

Super-8 pilleæsken har også en nedtællingsfunktion der f.eks. giver alarm hver 1½ time.

Super-8 pilleæsken har både en visuel blinkende rød lampe og et akustisk 'beeb' signal som alarmgiver.

Den akustiske alarm har 2 lydstyrker.

Når en alarm kommer og du hører alarm-lyden samt den røde lampe blinker, skal du tage din medicin.

Når du åbner pilleæsken for at tage din medicin afbryders alarmerne automatisk.

*Super-8 pilleæske oversigt:*

1. Ved at bruge MODE knappen 1 gang kan du indstille den aktuelle tid. (klokken)
2. Ved at bruge MODE knappen 2-3-4-5-6-7-8-9 anvendes til at indstille de 8 alarmtidspunkter.
3. Ved at bruge MODE knappen 10 gang anvendes til at indstille nedtællingsfunktionen.

### **INDSTILLER KLOKKEN (Funktion 1)**

Fjern plast folien mellem batteri polen og batteri for at aktivere apparatet. (Type CR 2032)

Tryk og hold MODE knappen indtil display (skærmen) blinker. Indstil timer og minutter ved at anvende "HOUR og MINUTE" knapperne. Afslut og godkend med tryk på MODE knappen igen. Tid blinker ikke mere. ":" vil blinke.

### **INDSTILLE ALARMER (Funktion 2-9)**

Tryk MODE knappen og "--:--" vises på display og første (1 af 8) "alarm-klokke" ikon vises på display

Tryk og hold MODE knappen indtil "--:--" blinker og første alarmtidspunkt kan indstilles ved anvendelse af "HOUR og MINUTE" knapperne. Afslut og godkend med tryk på MODE knappen.

Bemærk første alarm-ikon vises øverst tv. på skærm.

Gentag denne proces for at indstille de resterende 7 alarmtidspunkter.

Kontrollere visuelt at ikoner på øverste række på skærmen.

**BEMÆRK:** Den akustiske alarm vil lyde i 40 sekunder sammen med det visuelle røde blink. Den visuelle røde blink funktion vil fortsætte med at blinke. Begge signal typer afbrydes ved at åbne pilleæsken. (folde den ud)

Det betyder at hvis du tager Super-8 pilleæsken op af lommen og ser den røde lampe blinke har du overhørt lyd alarmerne, som indikerer at du mangler at tage din sidste dosis medicin. Du afbryder alarmerne ved at åbne pilleæsken og tage din medicin.

### **INDSTILLE NEDTÆLLINGS ALARM (Funktion 10)**

Tryk gentagende gange MODE knappen indtil timeglas vises øverst tv. og 00:00 ses på skærmen.

Tryk og hold MODE knappen inde indtil "00:00" blinker. Indstil nedtællings interval med "HOUR og MINUTE" knapperne. For at starte nedtællingen tryk på "MINUTE" knappen.

**BEMÆRK:** For at anvende nedtællingsfunktionen skal Super-8 pilleæsken stå i nedtællingsfunktionen og timeglas vil blinke. Man kan IKKE anvende nedtællingsfunktion hvis skærmen viser alm. tid. (Klokken) eller et alarm ikon.

### **SLETTE EN ALARM**

For at slette en alarm, for at skifte til den alarm der ønskes slettet, tryk på "MODE" knappen et antal gange til det ønskede alarm ikon vises. Slet den viste alarm ved at trykke på "MINUTE" knappen. Hvis alle indstillinger ønskes slettet. kan batteri fjernes i et minut eller to, for at blive isat igen. SUPER-8 skal da indstilles forfra.

### **FEJLFINDING**

Tjek at batteri ikon har mindst to "pinde". Hvis SUPER-8 pilleæske begynder at virke ustabil med utilsigtede alarmer, utydeligt display o.s.v. er der ofte tale om "lav batteri - kapacitet"