

Face Shield SP3224

User Manual

The face shield is designed to protect the wearers eyes, nose and mouth from splashes, sprays, and spatter of liquids. Please read this manual carefully before usage!

Warning

The user manual shall be made available to all users by posting it where the face shields are distributed or by other means.
The face shield should be checked before each use. Scratched or damaged face shields should be disposed of. It is not possible to repair the face shield.
The headband and foam, when in contact with skin, can cause allergic reactions to susceptible users.

Applicable laws and approvals

The product is designed and tested to fulfil the requirements set forth in PPE EU 2016/425 as a category II PPE and with applicable parts of standard EN166:2001.
Testing and type certification have been made by Intertek, notified Body no. 0362, certificate number LECFI00381157.

Instructions for use

Remove the protection film before first use. Hold the face shield against the face and pull the head band over your head.



Cleaning

The face shield can be cleaned using a damp cloth with a disinfectant, ethanol or isopropanol is recommended.

NB! Do not dip or soak the foam with alcohol or disinfectants as it will damage the foam.

Storage

Storage should be made in a clean, dry place to avoid dust, scratching, and unnecessary wear. Do not store in direct sunlight or in temperatures above 30 degrees or below 5 degrees Celsius. Expected shelf time in un-opened packaging is more than 2 years.

Recycling

The packing should be recycled as the inner-bag as soft plastic (PE).
The face shield should be disposed as combustible waste.

Manufacturer

This product is manufactured by Taizhou Shubeikang medical Technology Co., Ltd, Yunhu Village, Hengjie Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang, China.

Ansigtsvisir SP3224

Brugermanual

Visiret er designet til at beskytte brugerens øjne, næse og mund mod stænk og sprøjt fra væsker. Læs venligst denne manual inden du tager det i brug!

Advarsel

Brugermanualen skal stilles til rådighed for alle brugere ved at placere brugermanualen, hvor visirerne er distribueres eller på anden vis er udleveret til brugerne.
Visiret skal kontrolleres inden brug. Ridsede eller beskadigede visir skal bortskaffes.
Det er ikke muligt at reparere visiret. Pandebåndet og skummet kan ved kontakt med huden forårsage allergiske reaktioner hos modtagelige brugere.

Gældende love og godkendelser

Produktet er designet og testet i henhold til standard EN166:2001 og opfylder kravene som er angivet i direktiv EU 2016/425 som en kategori II PPE.
Test og typecertificering er foretaget af Intertek, bemyndiget organ nr. 0362, certifikatnummer LECFI00381157.

Brugsanvisning

Fjern beskyttelsesfilmen før du tager visiret i brug første gang. Hold visiret mod ansigtet, og træk båndet over dit hoved.



Rengøring

Visiret kan rengøres med en fugtig klud med et desinfektionsmiddel (ethanol eller isopropanol anbefales).

NB! Dyp eller blød ikke skummet op med alkohol eller desinfektionsmidler, da skummet vil tage skade.

Opbevaring

Visiret skal opbevares rent og tørt for at undgå støv, ridser og unødvendig slid. Opbevar ikke produktet i direkte sollys eller i temperaturer over 30 grader eller under 5 grader (Celsius). Den forventede holdbarhedstid i uåbnet emballage er mere end 2 år.

Genbrug

Den indre plastikpose kan genanvendes som blødt plast (PE).
Visiret skal bortskaffes som brændbart affald.

Fabrikant

Dette produkt er produceret af Taizhou Shubeikang medical Technology Co., Ltd, Yunhu Village, Hengjie Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang, China.