

LoFric[®] Primo[™]



LoFric familien

- Et kateter til enhver person,
- et kateter til enhver situation
- Det miljøvenlige valg*



LoFric Primo – letter hverdagen

LoFric[®] Primo[™] er pakket med integreret sterilt vand. Kateteriseringen kan dermed også foregå, hvor der ikke er adgang til vand. Vand og kateter holdes separat indtil aktivering. Kateteret har Urotonic[™] Surface Technology (UST) overfladeteknik for at minimere risikoen for komplikationer. Det er let at folde og dermed diskret at medbringe. LoFric Primo er det optimale valg for aktive og udadvendte mennesker. Findes i mange størrelser til mænd, kvinder og børn.

Fordele

- Foldbart og diskret
- Store øjer til håndtering og ophæng
- Selvklæbende tape til ophæng af pakning
- Integreret sterilt vand. Pres på posen for at aktivere
- Håndtag integreret hvilket tillader non-touch teknik
- Afrundede kateterhuller
- Dokumenteret sikkerhed ved langtidsanvendelse
- UST er sikkerhed for minimal friktion og maksimal komfort
- PVC-frit og miljøvenligt

**Journal of Cleaner Production; Stripple et al.*

Anvendelse

LoFric® Primo™ anvendes til intermitterende kateterisering.

Egenskaber

LoFric Primo har bibeholdt den unikke Urotonic™ Surface Technology overfladeteknik fra sine forgængere. Den specielle overflade består af PVP og salt, og holder kateteret fugtigt under hele kateteriseringen. Fordelen ved dette er minimal friktion og dermed mindre risiko for skader og komplikationer. Kateterspidsen og kateterhullerne er let afrundede. LoFric Primo PVC-frit har en fleksibilitet, som gør kateteret let at holde på og føre ind.

Miljø

LoFric Primo PVC-frit er det direkte svar på brugernes, sygehuspersonalets og myndighedernes høje miljøkrav. De efterspørger det bedste tilgængelige materiale, som både kombinerer gode produktens egenskaber og bedste performance.

LoFric Primo PVC-frit er fremstillet i POBE, som er et materiale, der er optimeret specifikt til LoFric familien.

I et videnskabeligt forsøg, udført af IVL Svenska Miljöinstitutet, sammenlignes forskellige plastmaterialers miljøpåvirkning og livscyklus ved fremstilling af råkatetre. I artiklen har man, via tre impact assesment methods, kunnet bevise, at det nye materiale POBE er et mere miljøvenligt valg sammenlignet med øvrige materialer på markedet.

Materiale

POBE består af polyolefinbaseret elastomer, som er et elastisk ftalat-frit materiale. POBE kombinerer PVC-materialets gode egenskaber med en uovertruffen miljøvenlig profil. Polyolefiner, der er basen for LoFric Primo PVC-frit, består af polymerer, som kun indeholder kulstof, brint og ilt. Produktet er CE-mærket.

Patientsikkerhed

LoFric® har været på markedet i mere end 30 år. I årenes løb har det opnået bred anvendelse inden for intermitterende kateterisering, dilatation og instillation – og er et

af de mest veldokumenterede i verden. Der findes overbevisende klinisk evidens på, at LoFric er sikker ved langtid anvendelse. Et stort antal langtidsstudier viser entydigt positive resultater. Studierne er tilgængelige via Wellspect HealthCare.

Sterilisering og holdbarhed

Alle katetre er strålesteriliserede (Betasterilisering). Steriliseringskontrol udføres af Wellspect HealthCare i Mölndal.

Oplysning om seneste, anbefalede anvendelsesdag er påtrykt pakningen.

Sortiment

Det brede udvalg af størrelser og varianter gør, at der findes et kateter til ethvert behov og krav. Nelaton-spidsen er lige og er målrettet kvinder, mænd, teenagere og børn. Tiemann-spidsen har en bøjet spids, hvilket gør den velegnet til mænd med snæver urinvejspassage – eksempelvis grundet forstørret prostata eller strukturer.

LoFric® Primo™ PVC-frit (POBE)

Ref.nr.	Type	Længde	Størrelse
410 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton	40 cm	CH 08
410 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton	40 cm	CH 10
410 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton	40 cm	CH 12
410 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton	40 cm	CH 14
410 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton	40 cm	CH 16
410 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton	40 cm	CH 18
411 06 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pæd)	20 cm	CH 06
413 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pæd)	20 cm	CH 08
413 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pæd)	20 cm	CH 10
413 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton	20 cm	CH 12
413 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton	20 cm	CH 14
413 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton	20 cm	CH 16
413 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton	20 cm	CH 18
415 10 00	LoFric® Primo™ Tiemann	40 cm	CH 10
415 12 00	LoFric® Primo™ Tiemann	40 cm	CH 12
415 14 00	LoFric® Primo™ Tiemann	40 cm	CH 14
415 16 00	LoFric® Primo™ Tiemann	40 cm	CH 16
415 18 00	LoFric® Primo™ Tiemann	40 cm	CH 18

Æske: 30 stk. / Transportkarton: 4 x 30 stk. = 120 stk.

Referencenumre markeret med (pæd) er særligt velegnede til børn

Kundeservice træffes på
telefon 4362 4332 og
info.dk@wellspect.com

Besøg www.lofric.dk