

# Askina<sup>®</sup> Barrier Film

## Beskyttelsesfilm

### Indikation

- Til beskyttelse af intakt eller ødelagt hud
  - forebygger irritation af huden forårsaget af friktion eller fugt
  - beskytter huden mod maceration og stripping

### Egenskaber

- Hurtigtørrende < 30 sek.
- Irriterer ikke, kan benyttes på ødelagt hud
- Transparent: Tillader visuel inspektion
- Økonomisk i brug - yder 3 dages beskyttelse
- Øger tilhæftning af bandager og plastre
- Kan benyttes sammen med stomibandager
- Kan reducere smerter ved skiftning
- Kan let fjernes med medicinsk klæbefjerner, som f.eks. Braun Adhesive Remover

### Produktbeskrivelse

- Hurtigt tørrende og transparent hudbeskytter
- Indeholder ikke alkohol
- Huden kan ånde normalt under filmen
- Virker ikke udtørrende på huden



### Nem at anvende

- Huden renses og tørres som vanligt
- Sprayflasken holdes 10-15 cm fra huden, og det område der har behov for beskyttelse påføres et tyndt lag
- Tørres indenfor 30 sek.
- Hvis det er nødvendigt, kan filmen fjernes med en medicinsk klæbefjerner som f.eks. Braun Adhesive Remover



Varenr.	Produktnavn	Salgsenhed pr. æske	Salgsenhed pr. karton
4002812	Askina Barrier Film, 28 ml	12 stk.	48 stk.
4000125	Askina Barrier Film, 1 ml	25 stk.	150 stk.