


Medicina ENFit overgangsadaptere


Anvendelse.

ENFit overgangsadaptere anvendes for at gøre overgangsperioden ved skift fra nuværende enterale ernæringsystem til ENFit enteral systemet mere gnidningsfrit samt at reducere spild af produkter.

TA01 Overgangsadapter fra omvendt luer sonde til ENFit sprøjte/ernæringssæt(50)



TA02 Overgangsadapter fra ENFit sonde til omvendt luer sprøjte (50)



TA05 Overgangsadapter fra ENFit sonde til ENLock ernæringssæt/sprøjte /jeanet sprøjte(50)




TA06 Overgangsadapter fra ENFit sonde til oral tip sprøjte/ernæringssæt (50)



ML01L Overgangsadapter fra oral tip sonde til ENFit sprøjte/ernæringssæt (50)



LK01 Overgangsadapter fra ENLock sonde og duodenalsonde til ENFit sprøjte/ernæringssæt (50)



H
HARDAM

Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

