

Moderma Flex

Fås i følgende størrelser og varianter

FlexWear med klæberkant/Lock n' Roll - tømbar pose/Beige med vindue

Posestr.	Plade	Hulstr. (mm)	Æsker à	Ref. nr.
Midi/450 ml	FlexWear	✂ 15-64	30 stk.	5625064
Maxi/780 ml	klæberkant flad	✂ 15-64	30 stk.	5834064
		✂ 15-25	30 stk.	5681025
		✂ 15-38	30 stk.	5681038
	FlexWear	✂ 15-55	30 stk.	5681055
Midi/450 ml	klæberkant	20	30 stk.	5681120
	soft konveks	25	30 stk.	5681125
	6 mm	30	30 stk.	5681130
		35	30 stk.	5681135
		40	30 stk.	5681140
		✂ 15-25	30 stk.	5683025
		✂ 15-38	30 stk.	5683038
	FlexWear	✂ 15-51	30 stk.	5683051
	klæberkant	20	30 stk.	5683120
Maxi/780 ml	fast konveks	25	30 stk.	5683125
	4,16 mm	30	30 stk.	5683130
		35	30 stk.	5683135
		40	30 stk.	5683140
		45	30 stk.	5683145



Start right.
See it through.



Diskretion og tryghed til dine patienter fra første dag

Hollister Moderma Flex 1-dels bandager med vindue fås nu både med flad, soft konveks og fast konveks klæber.

Det er let at åbne det perforerede vindue for at inspicere og observere stomien. Vinduet kan benyttes, når patienten skal oplæres i stomipleje og sikres en positiv opstart. Perforeringen kan forblive ubrudt, hvis der ikke er behov for observation af stomien.

Fra første dag med din hjælp, til en fremtid på egen hånd

Hollister Moderma Flex 1-dels bandager med vinduer hjælper dig til at få dine patienter godt fra start.

Dansac & Hollister Danmark
Slotsmarken 17,1
2970 Hørsholm
Tlf.: 4846 5100
E-mail: hollister.dk@hollister.com



Moderma Flex 1-dels bandager med vindue

Vælg mellem SoftFlex eller FlexWear klæber

Moderma Flex


Er nu tilgængelige i følgende versioner

Diskretion og synlighed i én og samme pose

Vinduet åbnes ved at bryde den perforerede forsegling.

Når vinduet løftes kan stomi og output let observeres. Vinduet hjælper patienten til korrekt påsætning af posen, hvilket giver en følelse af kontrol og sikrer en god start.

Den kurvede forsegling holder sin form – også efter perforeringen er brudt. Forseglingen forhindrer vand i at samle sig ved badning og svømning.



Moderma Flex 1-dels bandager med vindue sikrer den bedste løsning for dig som fagperson – og muligheden for at gøre en forskel for den stomiopererede.

SoftFlex/Lukket pose/Beige med vindue

Posestr.	Plade	Hulstr. (mm)	Æsker à	Ref. nr.
Midi/550 ml	SoftFlex	15-55	30 stk.	2214055
Maxi/700 ml	flad	15-55	30 stk.	2234055
		15-65x75	30 stk.	2234001
Midi/550 ml	SoftFlex soft konveks 6 mm	15-25	30 stk.	2261025
		15-38	30 stk.	2261038
		15-55	30 stk.	2261055
		20	30 stk.	2261120
		25	30 stk.	2261125
		30	30 stk.	2261130
Maxi/700 ml	SoftFlex soft konveks 6 mm	35	30 stk.	2261135
		40	30 stk.	2261140
		15-25	30 stk.	2281025
		15-38	30 stk.	2281038
		15-55	30 stk.	2281055
		20	30 stk.	2281120
Maxi/700 ml	SoftFlex fast konveks 4,16 mm	25	30 stk.	2281125
		30	30 stk.	2281130
		35	30 stk.	2281135
		40	30 stk.	2281140
		15-38	30 stk.	2283038
		15-51	30 stk.	2283051
Maxi/700 ml	fast konveks 4,16 mm	20	30 stk.	2283120
		25	30 stk.	2283125
		30	30 stk.	2283130
		35	30 stk.	2283135



SoftFlex/Lock n' Roll - tømbar pose/Beige med vindue

Posestr.	Plade	Hulstr. (mm)	Æsker à	Ref. nr.
Midi 450 ml	SoftFlex	15-55	30 stk.	2824055
Maxi 780 ml	flad	15-55	30 stk.	2834055
		15-65x75	30 stk.	2834001
Maxi/780 ml	SoftFlex fast konveks 4,16 mm	15-38	30 stk.	2683038
		15-51	30 stk.	2683051
		20	30 stk.	2683120
		25	30 stk.	2683125
		30	30 stk.	2683130
		35	30 stk.	2683135



Fortsættes på bagsiden →