

**Adapt Stomipulver (Premium Powder)**

**1. Virksomhedsdata**

**1.1. Producent:**

Navn Hollister Incorporated  
 Adresse 2000 Hollister Drive, Libertyville  
 Land Illinois 60048, USA  
 Website: www.hollister.com

**1.2. Forhandler:**

Navn Dansac og Hollister Danmark  
 Adresse Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm  
 Tlf. nr. 4846 5100  
 Fax nr. 4846 5110  
 E-mail: [hollister.dk@hollister.com](mailto:hollister.dk@hollister.com)  
 Website: [www.hollister.DK](http://www.hollister.DK)

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO 9002/EN46002 Forhandler: \_\_\_\_\_  
US FDA Quality System Regulation

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn Adapt Stomipulver

**2.2. Sortimentsoversigt:**

**Se arket "Sortiment"**

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

**Se arket "Produktinfo"**

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
 Metal:  Latex:  Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Gelatin, pectin, sodium carboxymethyl-cellulose

**3.2. Plast:**

Plast-typer: \_\_\_\_\_ PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :   
 Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  X  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  ingen  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  x Klasse: 1

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt				
Enkeltemballage				
Inderemballage				
Transportemballage				





## Adapt Stomi Pulver

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
7906	7906	5390166019226	Adapt Stomi Pulver (Premium Powder)	28,3 g	1			nej