

ANTIBAC

VIRKSOMHEDSDATA

Hunter Urology

Hunter Urology Limited,
The Threshing Barn,
Woodhayes,
Honiton,
Devon,
EX14 4TP,
UK

Tel: +44 (0)1404 44088

Fax: +44 (0)1404 549944

Web: www.hunterurology.com

Email: enquiries@hunterurology.com

Email: dbj@hunterurology.com

+ 45 2092 3432

Produktionsvirksomheden

Domen Kravanja
TIK d.o.o.
Goriska Cesta 5B
5222 Kobarid
SI – 5222
Slovenia

Tel: +386 5 389 07 00

Fax: +386 5 388 51 42

Web: www.tik.si

Email: info@tik.si

ANTIBAC

KATETERET

AntiBac

Kateter til Ren Intermitterende Katerisation (RIK)

Kateter til Steril Intermitterende Katerisation (SIK)

Mulighed for tilkobling af kateterpose

<u>Varekode</u>	<u>Type</u>	<u>Ch - Størrelse</u>	<u>Længde</u>	<u>Pakning</u>
ABP06	Pædiatriske	06Ch	30cm	30
ABP08	Pædiatriske	08Ch	30cm	30
ABP10	Pædiatriske	10Ch	30cm	30
ABF08	Kvinder	08Ch	18cm	30
ABP10	Kvinder	10Ch	18cm	30
ABP12	Kvinder	12Ch	18cm	30
ABP14	Kvinder	14Ch	18cm	30
ABM10	Mænd	10Ch	40cm	30
ABM12	Mænd	12Ch	40cm	30
ABM14	Mænd	14Ch	40cm	30
ABM16	Mænd	16Ch	40cm	30
ABM18	Mænd	18Ch	40cm	30

Bestillingstid: 5 dage såfremt varen er på lager

ANTIBAC

ANTIBAC FAKTA

Coating: Hydrofil coating med 100 % naturlig Aleo Vera

Phthalater: DEHP free (Di(2-ethylhexyl) phthalate)

Fremstillingsmateriale: Polyvinyl Chloride (PVC)

Emballage: Medicinsk kvalitet emballage

Spids: Nelaton

Medicinsk udstyrs klassifikation: 1A

Sterilisations metode: EO gas (Ethylene Oxide)

Holdbarhed fra fremstillingsdato: 5 år

Affaldshåndtering: Bortskaffes med almindelig husholdningsaffald

Kun til engangsbrug

Dansk brugsanvisning medfølger

Opbevaring og håndteringsanbefalinger: Indtil ibrugtagning bør HunterCath blive i original indpakningen og opbevares mellem 3 °C and 23 °C. Luftfugtighed op til 60%. Bør beskyttes mod direkte sollys.

CE mærket: CE 0123

ISO mærkning: ISO 13485



ANTIBAC

HUNTER UROLOGY' BESKRIVELSE AF ANTIBAC

AntiBac er et sterilt hydrofil-coated kateter til RIK (Ren Intermitterende Katerisation) uden blødgørende phthalater (DEHP Fri (Di (2-ethylhexyl).

Den patenterede og unikke 100 % ren aloe vera coating, gør at kateteret kan anvendes af en lang række brugere, der ellers ville have problemer med indførelse af kateter.

Brugere med ex. vis stråleskade eller andre med øget følsomhed ved urinrøret og urinrørsåbningen kan opleve lindring eller færre gener under katerisationen

Den specialudviklede og patenterede hydrofile aloe vera belægning sikrer nænsom indføring.

Læs altid instruktionsvejledningen grundigt før brug af AntiBac.

- Avanceret, brugervenlig teknologi
- Hydrofil coating med patenteret, naturlig Aloe Vera
- Den patenterede Aloe Vera-belægning sikrer nem indføring og udtagning
- Endnu et innovativt produkt fra Hunter Urology