

EMTEVA

VIRKSOMHEDSDATA

Hunter Urology

Hunter Urology Limited,
The Threshing Barn,
Woodhayes,
Honiton,
Devon,
EX14 4TP,
UK

Tel: +44 (0)1404 44088
Fax: +44 (0)1404 549944

Web: www.hunterurology.com

Email: enquiries@hunterurology.com

dbj@hunterurology.com

+45 20923432

Produktionsvirksomheden

Domen Kravanja
TIK d.o.o.
Goriska Cesta 5B
5222 Kobarid
SI – 5222
Slovenia

Tel: +386 5 389 07 00
Fax: +386 5 388 51 42

Web: www.tik.si

Email: info@tik.si

Emteva

KATETERET

Emteva

Kateter til Ren Intermitterende Katerisation (RIK)

Kateter til Steril Intermitterende Katerisation (SIK)

<u>Varekode</u>	<u>Type</u>	<u>Ch - Størrelse</u>	<u>Længde</u>	<u>Pakning</u>
46F-12-30-UK	Kvinder	12Ch	18cm	30

Bestillingstid: 8 dage såfremt varen er på lager

Emteva

KATETERET

Non-Coated

Phthalater: DEHP free (Di(2-ethylhexyl) phthalate)

Fremstillingsmateriale: Majs og Vand

Emballage: Medicinsk kvalitet emballage

Medicinsk udstyrs klassifikation: 1A

Sterilisations metode: EO gas (Ethylene Oxide)

Holdbarhed fra fremstillingsdato: 5 år

Affaldshåndtering: Bortskaffes med almindelig husholdningsaffald

Kun til engangsbrug

Dansk brugsanvisning medfølger

Opbevaring og håndteringsanbefalinger: Indtil ibrugtagning bør Emteva blive i original indpakningen og opbevares mellem - 5 °C and 45 °C. Luftfugtighed op til 60%. Bør beskyttes mod direkte sollys.

CE mærket: CE 0123

ISO mærkning: ISO 13485



Emteva

KATETERET

Emteva er et sterilt non-coated kateter til RIK (Ren Intermitterende Katerisation) lavet af majs og vand og er derfor:

100% biologisk nedbrydeligt.
100 % PVC fri og uden blødgørende phthalater
100% (DEHP Fri (Di (2-ethylhexyl).

Det specialdesignede og unikke Emteva

- Emteva har et lille let betjent låg, der gør, at man som blæreskadet selv bestemmer hvor og hvornår man vil lade vandet gå.
- Emteva har et lille ergonomisk håndtag, der gør det nemt for motorisk udfordrede at bruge det.
- Emteva har en glat og tør overflade, der gør, at det bliver siddende af sig selv under hele urineringen.
- Emteva er lavet 100% af majs og er derfor 100% biologisk nedbrydeligt og CO2 neutralt.
- Emteva kan bortskaffes let og diskret, da det ligner ethvert andet kvindeligt hygiejne produkt, og ønske man ikke at efterlade det, kan man uden fare for afdrypning af urin eller andet putte det tilbage i coveret og i tasken.