

Produktdatablad

Dansac GX-tra ringe

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Dansac A/S
 Adresse Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn Dansac & Hollister Danmark
 Adresse Slotsmarken 17,1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr. 4846 5100
 Fax nr. 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Dansac GX-tra ringe

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: LLDPE, PET og EMA

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen

Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen

Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac GX-tra ringe

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
725-20/30	725-20/30	5709817183917	Dansac GX-tra ring	20	30 stk.	10 æsker	-	nej
725-30/30	725-30/30	5709817184693	Dansac GX-tra ring	30	30 stk.	10 æsker	-	nej
725-40/30	725-40/30	5709817185478	Dansac GX-tra ring	40	30 stk.	10 æsker	-	nej
725-50/30	725-50/30	5709817196253	Dansac GX-tra ring	50	30 stk.	10 æsker	-	nej

Dansac GX-tra Ringe

Produktinformation

Anvendelsesområde: Kolostomi, ileostomi og urostomi.
Dansac GX-tra ringe er udviklet til at reducere risikoen for lækage.
GX-tra ringe er en ideel løsning hvis huden omkring stomien er ujævn eller der er en fold. Ringene kan bruges som de er eller formes/modulles så de passer til individuelle behov.

Produktbeskrivelse: Ringtykkelse: 2,5mm

Sortiment:



Dansac GX-tra ringe
Hulstørrelser: 20, 30, 40, 50 mm
Ref 725-20/30, 725-30/30, 725-40/30, 725-50/30