

HUNTERCATH

VIRKSOMHEDSDATA

Hunter Urology

Hunter Urology Limited,
The Threshing Barn,
Woodhayes,
Honiton,
Devon,
EX14 4TP,
UK

Tel: +44 (0)1404 44088
Fax: +44 (0)1404 549944

Web: www.hunterurology.com

Email: enquiries@hunterurology.com

dbj@hunterurology.com

Produktionsvirksomheden

Domen Kravanja
TIK d.o.o.
Goriska Cesta 5B
5222 Kobarid
SI – 5222
Slovenia

Tel: +386 5 389 07 00
Fax: +386 5 388 51 42

Web: www.tik.si

Email: info@tik.si

HUNTERCATH

KATETERET

HunterCath

Kateter til Ren Intermitterende Katerisation (RIK)

Kateter til Steril Intermitterende Katerisation (SIK)

Mulighed for tilkobling af kateterpose

| <u>Varekode</u> | <u>Type</u> | <u>Ch - Størrelse</u> | <u>Længde</u> | <u>Pakning</u> |
|-----------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| SCP06 | Pædiatriske | 06Ch | 30cm | 30 |
| SCP08 | Pædiatriske | 08Ch | 30cm | 30 |
| SCP10 | Pædiatriske | 10Ch | 30cm | 30 |
| SCF08 | Kvinder | 08Ch | 20cm | 30 |
| SCF10 | Kvinder | 10Ch | 20cm | 30 |
| SCF12 | Kvinder | 12C | 20cm | 30 |
| SCF14 | Kvinder | 14Ch | 20cm | 30 |
| SCM10 | Mænd | 10Ch | 40cm | 30 |
| SCM12 | Mænd | 12Ch | 40cm | 30 |
| SCM14 | Mænd | 14Ch | 40cm | 30 |
| SCM16 | Mænd | 16Ch | 40cm | 30 |

Bestillingstid: 5 dage såfremt varen er på lager

HUNTERCATH

HUNTERCATH FAKTA

Non-Coated

Phthalater: DEHP free (Di(2-ethylhexyl) phthalate)

Fremstillingsmateriale: Polyvinyl Chloride (PVC)

Emballage: Medicinsk kvalitet emballage

Medicinsk udstyrs klassifikation: 1A

Sterilisations metode: EO gas (Ethylene Oxide)

Holdbarhed fra fremstillingsdato: 5 år

Affaldshåndtering: Bortskaffes med almindelig husholdningsaffald

Kun til engangsbrug

Dansk brugsanvisning medfølger

Opbevaring og håndteringsanbefalinger: Indtil ibrugtagning bør HunterCath blive i original indpakningen og opbevares mellem - 5 °C and 45 °C. Luffugtighed op til 60%. Bør beskyttes mod direkte sollys.

CE mærket: CE 0123

ISO mærkning: ISO 13485



HUNTERCATH

HUNTER UROLOGY' BESKRIVELSE AF HUNTERCATH

Huntercath er et sterilt non-coated kateter til RIK (Ren Intermitterende Katerisation) uden blødgørende phthalater (DEHP Fri (Di (2-ethylhexyl)).

Det specialdesignede og unikke ved Huntercath er den fleksible spids, der gør at kateteret kan bruges af en lang række brugere, der ellers ville have problemer med indførelse af kateter via urinrøret. Urinafledning som det f.eks er tilfældet hos patienter med Mitrofanoff stomi eller mænd med forstørret prostata kan ligeledes med stor fordel benytte Huntercath.

Afløbshullerne er udviklet så de er glatte og afrundede, hvilket gør indføring og udtagning nemmere.

Kateteret charriere (Ch.) str. 14 (til mænd) har 4 afløbshuller, der gør det særligt velegnet ved slimafsondring hos brugere med ex. vis Mitrofanoff eller anden urinstomi, i forbindelse med RIK

Læs altid instruktionsvejledningen grundigt før brug af Huntercath.

- Avanceret brugervenlig teknologi
- Sikkerhed og komfort i fokus
- Kraftig og fleksibelt
- 4 glatte afløbshuller for optimalt afløb
- Forskelligt farvede fleksible spidser
- Et RIK kateter specielt designet til patienter med rekonstrueret blære/ Mitrofanoff stomi
- endnu et innovativ produkt fra Hunter Urology