

Dansac NovaLife 1 Lukket pose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Dansac A/S
Adresse Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
Land Danmark
Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn Dansac & Hollister Danmark
Adresse Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 4846 5100
Fax nr. 4846 5110
E-mail: dk.salg@dansac.com
Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Dansac NovaLife 1 lukket

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: EMA, EVA, PVdC, PET, Aktivt kul, PTFE membran PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: X Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: X Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: X Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: X Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac NovaLife 1 Lukket

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
903-10	903-10	5709817523256	Dansac NovaLife 1, luk, farvet mini	10-38/50	30 stk	10 æsker	-	nej
903-25	903-25	5709817520552	Dansac NovaLife 1, luk, farvet mini	25-38/50	30 stk	10 æsker	-	nej
903-30	903-30	5709817520576	Dansac NovaLife 1, luk, farvet mini	30-38/50	30 stk	10 æsker	-	nej
903-35	903-35	5709817520590	Dansac NovaLife 1, luk, farvet mini	35-38/50	30 stk	10 æsker	-	nej
901-10	901-10	5709817520255	Dansac NovaLife 1, luk, farvet midi	10-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
901-25	901-25	5709817520279	Dansac NovaLife 1, luk, farvet midi	25-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
901-30	901-30	5709817520293	Dansac NovaLife 1, luk, farvet midi	30-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
901-35	901-35	5709817520316	Dansac NovaLife 1, luk, farvet midi	35-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
901-40	901-40	5709817520330	Dansac NovaLife 1, luk, farvet midi	40-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
901-45	901-45	5709817520354	Dansac NovaLife 1, luk, farvet midi	45-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
901-50	901-50	5709817520378	Dansac NovaLife 1, luk, farvet midi	50-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
902-10	902-10	5709817520392	Dansac NovaLife 1, luk, klar midi	10-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
902-25	902-25	5709817520415	Dansac NovaLife 1, luk, klar midi	25-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
902-30	902-30	5709817520439	Dansac NovaLife 1, luk, klar midi	30-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
902-35	902-35	5709817520453	Dansac NovaLife 1, luk, klar midi	35-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
902-40	902-40	5709817520477	Dansac NovaLife 1, luk, klar midi	40-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
902-45	902-45		Dansac NovaLife 1, luk, klar midi	45-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
902-50	902-50	5709817520514	Dansac NovaLife 1, luk, klar midi	50-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
905-10	905-10	5709817520613	Dansac NovaLife 1, luk, farvet maxi	10-70/90	30 stk	10 æsker	-	nej
906-10	905-10	5709817520699	Dansac NovaLife 1, luk, klar maxi	10-70/90	30 stk	10 æsker	-	nej



Dansac NovaLife 1 lukkede poser

Produktinformation

Anvendelsesområde:	Kolostomi.
Aftagnings-"øre"	Et orange aftagnings-"øre" sikrer, at dækfilken let kan tages af klæberen og pladen let kan tages af huden efter brug.
Topplaceret starthul	Starthullet er placeret i toppen af den ovale plades klippeguide, hvilket betyder at posen sikker lavere på maven. Posen kan lettere skjules under tøjet og giver derved øget diskretion.
Lav poseprofil	Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Posen er mere diskret og modvirker fremfald af posen, også når der er afføring i posen.
Vandafvisende stofbeklædning	Posen har en non-woven, blød stofbeklædning der er vandafvisende og efterlader ingen våde pletter på tøjet. Posen kan duppes tør med et håndklæde efter bad. NovaLife posen forbliver tør, selv når det er varmt og man sveder.
Posefilm:	Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
Novalife filter	Filteret indeholder 100% aktivt kul. Membranen på begge sider af NovaLife filteret beskytter beskytter filteret mod posens indhold og vand udefra. Filteret kan hurtigt filtrere en stor mængde luft, hvilket minimerer risikoen for ballondannelse og samtidig giver øget lugtkontrol.
Pladen:	
Oval klæber	Den unikke ovale facon følger kroppens kurver og sikrer at klæbematerialet er placeret i siderne og forneden, hvor der er mest brug for det. Den hudvenlige og velkendte sammensætning i GX-hydrocolloid klæberen er baseret på naturlige ingredienser, der beskytter huden omkring stomien. Klæberen på pladen er gradueret, således at den er tykkest omkring stomien og bliver tyndere ud mod kanten. mere materiale omkring stomien giver bedre beskyttelse af huden (mere absorberingsmateriale) og øger sikkerheden mod lækage.
Sikker og hudvenlig klæber	

Sortiment:



Dansac NovaLife 1 Lukket Mini
Gradueret plade. 1,1 mm omkring stomien og 0,4mm ved kanten.
Kapacitet: 360 ml
Farvet: Ref 903-10 til 903-35

Dansac NovaLife 1 Lukket Midi
Gradueret plade. 0,7 mm omkring stomien og 0,3mm ved kanten.
Kapacitet: 470 ml
Farvet: Ref 901-10 til 901-50
Klar: Ref 902-10 til 902-50

Dansac NovaLife 1 Lukket Maxi
Gradueret plade. 1,1 mm omkring stomien og 0,4mm ved kanten.
Kapacitet: 620 ml
Farvet: Ref 905-10
Klar: Ref 906-10