

Produktdatablad

Dansac NovaLife 1 Åben pose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac NovaLife 1 Åben

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: EMA, EVA, PVdC, PET, Aktivt kul, PTFE membran, PA, PP PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: X Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: X Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: X Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: X Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac NovaLife 1 Åben

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
925-10	925-10	5709817533590	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet mini	10-38/50	30 stk	10 æsker	-	nej
926-10	926-10	5709817533613	Dansac NovaLife 1, Åben, klar mini	10-38/50	30 stk	10 æsker	-	nej
923-10	923-10	5709817533255	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet midi	10-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
923-25	923-25	5709817533279	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet midi	25-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
923-30	923-30	5709817533293	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet midi	30-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
923-35	923-35	5709817533316	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet midi	35-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
923-40	923-40	5709817533330	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet midi	40-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
923-45	923-45	5709817533354	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet midi	45-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
924-10	924-10	5709817533378	Dansac NovaLife 1, Åben, klar midi	10-55/70	30 stk	10 æsker	-	nej
915-10	915-10	5709817533491	Dansac NovaLife 1, Åben, farvet maxi	10-70/90	30 stk	10 æsker	-	nej
916-10	916-10	5709817533576	Dansac NovaLife 1, Åben, klar maxi	10-70/90	30 stk	10 æsker	-	nej



Dansac NovaLife 1 åbne poser

Produktinformation

Anvendelsesområde:	Ileostomi.
Aftagnings-"øre"	Et orange aftagnings-"øre" sikrer, at dækfilken let kan tages af klæberen og pladen let kan tages af huden efter brug.
Topplaceret starthul	Starthullet er placeret i toppen af den ovale plades klipeguide, hvilket betyder at posen sikker lavere på maven. Posen kan lettere skjules under tøjet og giver derved øget diskretion.
Lav poseprofil	Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Posen er mere diskret og modvirker fremfald af posen, også når der er afføring i posen.
Vandafvisende stofbeklædning	Posen har en non-woven, blød stofbeklædning der er vandafvisende og efterlader ingen våde pletter på tøjet. Posen kan duppes tør med et håndklæde efter bad. NovaLife posen forbliver tør, selv når det er varmt og man sveder.
Posefilm:	Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
Novalife filter	Filteret indeholder 100% aktivt kul. Membranen på begge sider af NovaLife filteret beskytter beskytter filteret mod posens indhold og vand udefra. Filteret kan hurtigt filtrere en stor mængde luft, hvilket minimerer risikoen for ballondannelse og samtidig
Åbningen:	
Nem og håndterlig åbning	De fleksible lukkelameller gør det muligt for dig at åbne og tømme stomiposen nemt og hygiejnisk ved et let tryk på hver side.
Nem rengøring	De forskudte lukkelamaller giver nem adgang til udløbets inderside, så du kan gøre den grundig ren, hvis der er behov for det.
Nem lukning	Det er enkelt og nemt at folde og fastgøre udløbet sikkert ved hjælp af velcrolukningen.
Skjult lukning	Afløbet skjules diskret af stomiposenes form, så den er mere bekvem og sværere at gå øje på under tøjet.

Pladen:

Oval klæber

Den unikke ovale facon følger kroppens kurver og sikrer at klæbematerialet er placeret i siderne og forneden, hvor der er mest brug for det.

Sikker og hudvenlig klæber

Den hudvenlige og velkendte sammensætning i GX-hydrocolloid klæberen er baseret på naturlige ingredienser, der beskytter huden omkring stomien.
Klæberen på pladen er graderet, således at den er tykkest omkring stomien og bliver tyndere ud mod kanten. mer

Sortiment:



Dansac NovaLife 1 Åben Mini
Graderet plade. 1,1 mm omkring stomien og 0,4mm ved kanten.
Kapacitet: 230 ml
Farvet: Ref 925-10
Klar: Ref 926-10

Dansac NovaLife 1 Åben Midi
Graderet plade. 1,1 mm omkring stomien og 0,4mm ved kanten.
Kapacitet: 420 ml
Farvet: Ref 923-10 til 923-45
Klar: Ref 924-10

Dansac NovaLife 1 Åben Maxi
Graderet plade. 1,1 mm omkring stomien og 0,4mm ved kanten.
Kapacitet: 550 ml
Farvet: Ref 915-10
Klar: Ref 916-10