

Produktdatablad

Dansac NovaLife 2 Åben pose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac NovaLife 2, Åben

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input type="checkbox"/>
Andet: _____		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PET, LDPE, Aktivt kul, PTFE, PA, PP PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: X Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: X Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: X Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: X Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	


Dansac NovaLife 2 Åben pose

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1319-36	1319-36	5709817540277	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, mini	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1319-43	1319-43	5709817540291	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, mini	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1319-55	1319-55	5709817540314	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, mini	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1320-36	1320-36	5709817540338	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, mini	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1320-43	1320-43	5709817540352	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, mini	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1320-55	1320-55	5709817540376	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, mini	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1315-36	1315-36	5709817540116	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, midi	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1315-43	1315-43	5709817540130	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, midi	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1315-55	1315-55	5709817540154	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, midi	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1315-70	1315-70	5709817540178	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, midi	70	30 stk	10 æsker	-	nej
1316-36	1316-36	5709817540192	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, midi	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1316-43	1316-43	5709817540215	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, midi	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1316-55	1316-55	5709817540239	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, midi	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1316-70	1316-70	5709817540253	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, midi	70	30 stk	10 æsker	-	nej
1321-43	1321-43	5709817540390	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, maxi	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1321-55	1321-55	5709817540413	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, maxi	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1321-70	1321-70	5709817540437	Dansac NovaLife 2, Åben, farvet, maxi	70	30 stk	10 æsker	-	nej
1322-43	1322-43	5709817540541	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, maxi	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1322-55	1322-55	5709817540475	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, maxi	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1322-70	1322-70	5709817540499	Dansac NovaLife 2, Åben, klar, maxi	70	30 stk	10 æsker	-	nej

Dansac NovaLife 2 åben pose

Produktinformation

Anvendelsesområde:	Ileostomi.
Lav poseprofil	Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Posen er mere diskret og modvirker fremfald af posen, også når der er afføring i posen.
Vandafvisende stofbeklædning	Posen har en non-woven, blød stofbeklædning der er vandafvisende og efterlader ingen våde pletter på tøjet. Posen kan duppes tør med et håndklæde efter bad. NovaLife posen forbliver tør, selv når det er varmt og man sveder.
Posefilm:	Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
Novalife filter	Filteret indeholder 100% aktivt kul. Membranen på begge sider af NovaLife filteret beskytter filteret mod posens indhold og vand udefra. Filteret kan hurtigt filtrere en stor mængde luft, hvilket minimerer risikoen for ballondannelse og samtidig
Åbningen: Nem og håndterlig åbning	De fleksible lukkelameller gør det muligt for dig at åbne og tømme stomiposen nemt og hygiejnisk ved et let tryk på hver side.
Nem rengøring	De forskudte lukkelameller giver nem adgang til udløbets inderside, så du kan gøre den grundig ren, hvis der er behov for det.
Nem lukning	Det er enkelt og nemt at folde og fastgøre udløbet sikkert ved hjælp af velcrolukningen.
Skjult lukning	Afløbet skjules diskret af stomiposenes form, så den er mere bekvem og sværere at gå øje på under tøjet.
Sortiment:	Dansac NovaLife 2 Åben Mini Kapacitet farvet: 280 ml Kapacitet klar: 300 ml Farvet: Ref 1319-36 til 1319-55 Klar: Ref 1320-36 til 1320-55
	Dansac NovaLife 2 Åben Midi Kapacitet farvet: 440 ml Kapacitet klar: 480 ml Farvet: Ref 1315-36 til 1315-70 Klar: Ref 1316-36 til 1316-70

Dansac NovaLife 2 Åben Maxi
Kapacitet farvet: 650 ml
Kapacitet klar: 690 ml
Farvet: Ref 1321-43 til 1321-70
Klar: Ref 1322-43 til 1322-70