

## Produktdatablad

### Dansac NovaLife 2 Lukket pose

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S  
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg  
 Land: Danmark  
 Website: www.dansac.com

##### 1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark  
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm  
 Tlf. nr.: 4846 5100  
 Fax nr.: 4846 5110  
 E-mail: dk.salg@dansac.com  
 Website: www.dansac.dk

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac NovaLife 2, lukket

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se arket "Sortiment"**

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se arket "Produktinfo"**

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
 Metal:       Latex:       Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: \_\_\_\_\_

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PET, LDPE, Aktivt kul, PTFE      PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen      % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Ingen      Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen      Genbrugsmaterialer:  Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Ingen  
 Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  X      Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_      PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Ingen      Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen      Genbrugsmaterialer:  Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:  X      Klasse: Klasse 1

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:  X      Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:  X      Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen      Forhandler: Ingen

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:  5 år

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

## Dansac NovaLife 2 Lukket pose

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring mm	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1303-36	1303-36	5709817520194	Dansac NovaLife 2, Lukket, farvet, mini	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1303-43	1303-43	5709817520217	Dansac NovaLife 2, Lukket, farvet, mini	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1303-55	1303-55	5709817520231	Dansac NovaLife 2, Lukket, farvet, mini	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1301-36	1301-36	5709817520033	Dansac NovaLife 2, Lukket, farvet, midi	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1301-43	1301-43	5709817520057	Dansac NovaLife 2, Lukket, farvet, midi	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1301-55	1301-55	5709817520071	Dansac NovaLife 2, Lukket, farvet, midi	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1301-70	1301-70	5709817520095	Dansac NovaLife 2, Lukket, farvet, midi	70	30 stk	10 æsker	-	nej
1302-36	1302-36	5709817520118	Dansac NovaLife 2, Lukket, klar, midi	36	30 stk	10 æsker	-	nej
1302-43	1302-43	5709817520132	Dansac NovaLife 2, Lukket, klar, midi	43	30 stk	10 æsker	-	nej
1302-55	1302-55	5709817520156	Dansac NovaLife 2, Lukket, klar, midi	55	30 stk	10 æsker	-	nej
1302-70	1302-70	5709817520170	Dansac NovaLife 2, Lukket, klar, midi	70	30 stk	10 æsker	-	nej

## Dansac NovaLife 2 lukkede poser

### Produktinformation

Anvendelsesområde:	Kolostomi.
Lav poseprofil	Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Posen er mere diskret og modvirker fremfald af posen, også når der er afføring i posen.
Vandafvisende stofbeklædning	Posen har en non-woven, blød stofbeklædning der er vandafvisende og efterlader ingen våde pletter på tøjet. Posen kan duppes tør med et håndklæde efter bad. NovaLife posen forbliver tør, selv når det er varmt og man sveder.
Posefilm:	Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
Novalife filter	Filteret indeholder 100% aktivt kul. Membranen på begge sider af NovaLife filteret beskytter beskytter filteret mod posens indhold og vand udefra. Filteret kan hurtigt filtrere en stor mængde luft, hvilket minimerer risikoen for ballondannelse og samtidig  Novalife 2 poserne kan kombineres med Nova 2 plader
<b>Sortiment:</b>	Dansac NovaLife 2 Lukket Mini Kapacitet: 260 ml Farvet: Ref 1303-36 til 1303-55  Dansac NovaLife 2 Lukket Midi Kapacitet: 390 ml Farvet: Ref 1301-36 til 1301-70 Klar: Ref 1302-36 til 1302-70

