

Produktdatablad

Dansac Nova 1 Urostomi pose

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 1 Urostomi

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| Pap: <input type="checkbox"/> | Papir: <input type="checkbox"/> | Glas: <input type="checkbox"/> |
| Metal: <input type="checkbox"/> | Latex: <input type="checkbox"/> | Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u> | | Økologisk: <input type="checkbox"/> |

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, Polyester nonwoven, PP PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: X Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: X Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej: X

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: X Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

| Anbefaling = X | Forbrænding | Deponi | Genanvendelse | Mærke f. genanvend. |
|--------------------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| Produkt | X | | | |
| Enkeltemballage | X | | | |
| Inderemballage | | | X | |
| Transportemballage | | | X | |

Dansac Nova 1 Urostomi poser


Sortimentsoversigt

| Producent varenr. | Forhandler varenr. | EAN nr. salgsenhed | Beskrivelse | Størrelse mm | Forpakkings enhed | Antal forpkn. pr trsp.karton | Antal kartoner pr. palle | Steril |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 891-12 | 891-12 | 5709817366488 | Dansac Nova 1 Urostomi, Sym farvet | 12-46 | 10 stk. | 10 æsker | - | nej |
| 891-20 | 891-20 | 5709817366549 | Dansac Nova 1 Urostomi, Sym farvet | 20 | 10 stk. | 10 æsker | - | nej |
| 891-25 | 891-25 | 5709817366570 | Dansac Nova 1 Urostomi, Sym farvet | 25 | 10 stk. | 10 æsker | - | nej |
| 891-30 | 891-30 | 5709817366600 | Dansac Nova 1 Urostomi, Sym farvet | 30 | 10 stk. | 10 æsker | - | nej |
| 892-12 | 892-12 | 5709817366457 | Dansac Nova 1 Urostomi, Sym klar | 12-46 | 10 stk. | 10 æsker | - | nej |

Dansac Nova 1 Urostomi poser

Produktinformation

| | |
|--------------------|---|
| Anvendelsesområde: | Urostomi. Dansac Nova 1 urostomi pose (en-dels produkt) består af 3 lag som forhindrer tilbageløb og nedsætter risikoen for infektion. |
| Afløbsventil: | Det er let at tømme posen, afløbsventilen kan åbnes og lukkes med én hånd. Ventilen er sikker - den lækker ikke. En enkel, pålidelig "klik"-kobling til en afløbspose gør den let at bruge. |
| Posefilm: | Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj. |
| Backing: | Posen har en non-woven stofbeklædning på den ene side, der er vandafvisende. |
| Basisplade: | Gradueret plade. 3mm omkring stomien og 1mm ved kanten. 3mm GX-hydrocolloid omkring stomien øger absorptionskapaciteten og giver dermed længere bæretid. |
| Sortiment: | |



Dansac Nova 1 Urostomi
Lukning: afløbsventil der kan kobles til afløbspose
Kapacitet: 330 ml
Farvet: Ref 891-12 til 891-30. (A)
Klar: Ref 892-12. (B)

- (A) Findes i opklippelig samt i faste hulstørrelser.
- (B) Findes i opklippelig