

## Produktdatablad

### Dansac Nova 2 basisplade Dansac Nova 2 X3 basisplade

#### 1. Virksomhedsdata

##### 1.1. Producent:

Navn Dansac A/S  
Adresse Lille Kongevej, 3480 Fredensborg  
Land Danmark  
Website: www.dansac.com

##### 1.2. Forhandler:

Navn Dansac & Hollister Danmark  
Adresse Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm  
Tlf. nr. 4846 5100  
Fax nr. 4846 5110  
E-mail: dk.salg@dansac.com  
Website: www.dansac.dk

##### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

#### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Dansac Nova 2 basisplade, Dansac Nova 2 X-3 Basisplade

##### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se arket "Sortiment"**

##### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se arket "Produktinfo"**

#### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin

##### 3.2. Plast:

Plast-typer: LLDPE, PET og EMA PVC:   
Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

##### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Ingen Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen Genbrugsmaterialer:  Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Ingen

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
Metal:       Latex:       Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_ OPA/LDPE el. OPP (Flowpack)      PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Ingen      Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen      Genbrugsmaterialer:  Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: Klasse 1

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: \_\_\_\_\_ Ingen      Forhandler: \_\_\_\_\_ Ingen

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

## Dansac Nova 2 basisplader

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1136-12	1136-12	5709817364170	Dansac Nova 2, basisplade	36	5 stk	20 æsker	-	nej
1136-15	1136-15	5709817309249	Dansac Nova 2, basisplade	36	5 stk	20 æsker	-	nej
1136-20	1136-20	5709817309270	Dansac Nova 2, basisplade	36	5 stk	20 æsker	-	nej
1136-25	1136-25	5709817309300	Dansac Nova 2, basisplade	36	5 stk	20 æsker	-	nej
1143-15	1143-15	5709817309331	Dansac Nova 2, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1143-25	1143-25	5709817309485	Dansac Nova 2, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1143-30	1143-30	5709817309451	Dansac Nova 2, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1155-15	1155-15	5709817309515	Dansac Nova 2, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1155-35	1155-35	5709817309546	Dansac Nova 2, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1155-40	1155-40	5709817309577	Dansac Nova 2, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1170-15	1170-16	5709817309607	Dansac Nova 2, basisplade	70	5 stk	20 æsker	-	nej
1343-15	1343-15	5709817338065	Dansac Nova 2 X3, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1343-25	1343-25	5709817338218	Dansac Nova 2 X3, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1355-15	1355-15	5709817338362	Dansac Nova 2 X3, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1355-32	1355-32	5709817338515	Dansac Nova 2 X3, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1355-35	1355-35	5709817338669	Dansac Nova 2 X3, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej

## Dansac Nova 2 Basisplade

### Produktinformation

Anvendelsesområde:

Til "almindelige" stomier.


Nova 2 Basisplade har et unikt koblingssystem.

Ringene på basispladen er hudfarvet og ringene på poserne er transparent, så man klart og tydeligt kan se om posen sidder præcis, som den skal.

Basispladen er semi-fikseret, dvs. man kan få fingrene ind under en del af ringen, så trykket minimeres, når posen skal skiftes.

Graderet plade. 1,65mm omkring stomien og 0,55mm ved kanten.

Sortiment:



Dansac Nova 2 Basisplade

Ring 36: Ref 1136-12 til 1136-25 (A)

Ring 43: Ref 1143-15 til 1143-30 (A)

Ring 55: Ref 1155-15 til 1155-40 (A)

Ring 70: Ref 1170-15 (B)

(A) Findes i opklippelig samt i faste hulstørrelser.

(B) Findes i opklippelig

## Dansac Nova 2 X-3 Basisplade

### Produktinformation

Anvendelsesområde: Til stomier der har brug for mere absorptionsmateriale (fx urostomi eller "våde" stomier) eller i stedet for at bruge en almindelig basisplade kombineret med pasta og/eller GX-tra ringe.


Nova 2 Basisplade har et unikt koblingssystem. Ringen på basispladen er hudfarvet og ringen på poserne er transparent, så man klart og tydeligt kan se om posen sidder præcis, som den skal.

Basispladen er semi-fikseret, dvs. man kan få fingrene ind under en del af ringen, så trykket minimeres, når posen skal skiftes.

Gradueret plade. 3mm omkring stomien og 0,9mm ved kanten.

3mm GX-hydrocolloid omkring stomien øger absorptionskapaciteten og giver dermed længere bæretid.

Sortiment:



Dansac Nova 2 X-3, Basisplade  
Ring 43: Ref 1343-15, 1343-25 (A)  
Ring 55: Ref 1355-15 til 1355-35 (A)

(A) Findes i opklippelig samt i faste hulstørrelser.