

SMOOTH NELATON

VIRKSOMHEDSDATA

Hunter Urology

Hunter Urology Limited,
The Threshing Barn,
Woodhayes,
Honiton,
Devon,
EX14 4TP,
UK

Tel: +44 (0)1404 44088
Fax: +44 (0)1404 549944

Web: www.hunterurology.com

Email: enquiries@hunterurology.com

dbj@hunterurology.com

+45 2092 3432

Produktionsvirksomheden

Domen Kravanja
TIK d.o.o.
Goriska Cesta 5B
5222 Kobarid
SI – 5222
Slovenia

Tel: +386 5 389 07 00
Fax: +386 5 388 51 42

Web: www.tik.si

Email: info@tik.si

SMOOTH NELATON

KATETERET

Smooth Nelaton

Kateter til Ren Intermitterende Katerisation (RIK)

Kateter til Steril Intermitterende Katerisation (SIK)

Mulighed for tilkobling af kateterpose

<u>Varekode</u>	<u>Type</u>	<u>Ch - Størrelse</u>	<u>Længde</u>	<u>Pakning</u>
SNP06	Pædiatriske	06Ch	30cm	30
SNP08	Pædiatriske	08Ch	30cm	30
SNP10	Pædiatriske	10Ch	30cm	30
SNF08	Kvinder	08Ch	18cm	30
SNF10	Kvinder	10Ch	18cm	30
SNF12	Kvinder	12Ch	18cm	30
SNF14	Kvinder	14Ch	18cm	30
SNM08	Mænd	08Ch	40cm	30
SNM10	Mænd	10Ch	40cm	30
SNM12	Mænd	12Ch	40cm	30
SNM14	Mænd	14Ch	40cm	30

Bestillingstid:

8 uger

Når vare er på lager: 5 dage

SMOOTH NELATON

SMOOTH NELATON FAKTA

Non-coated

Phthalater: DEHP fri (Di(2-ethylhexyl) phthalate)

Blødgører: DEHT

Spids: Nelaton

Fremstillingsmateriale: Polyvinyl Chloride (PVC)

Emballage: Medicinsk kvalitet emballage

Medicinsk udstyrs klassifikation: 1A

Sterilisations metode: EO gas (Ethylene Oxide)

Holdbarhed fra fremstillingsdato: 5 år

Affaldshåndtering: Bortskaffes med almindelig husholdningsaffald


Kun til engangsbrug

Dansk brugsanvisning medfølger

Opbevaring og håndteringsanbefalinger: Indtil ibrugtagning bør Smooth Nelaton blive i original indpakningen og opbevares mellem - 5 °C and 45 °C. Luftfugtighed op til 60%. Bør beskyttes mod direkte sollys.

CE mærket: CE 0123

ISO mærkning: ISO 13485



SMOOTH NELATON

HUNTER UROLOGY' BESKRIVELSE AF SMOOTH NELATON

Smooth Nelaton er et sterilt non-coated kateter til RIK (Ren Intermitterende Katerisation) (DEHP Fri (Di (2-ethylhexyl)).

Smooth Nelaton er et basalt velfremstillet kateter.

Smooth Nelaton har specialudviklet laserskåret afløbshuller, der sikrer kateret en helt glat og afrundet overflade således indføring og udtagning af kateteret foregår så nemt som muligt.

- Glat PVC kateter til RIK
- Fuldstændig glat overflade med ultralydsafrundede afløbshuller
- endnu et innovativ produkt fra Hunter Urology

Læs altid instruktionsvejledningen grundigt før brug af Smooth Nelaton.