


STOMASAFE PLUS



Velegnet til at give en glat overflade og til at holde posen på plads, samt hvis posen generer huden.



FAKTA

- En tube i blødt åndbart mikrofiber, der føles meget behagelig at have på
- Tuben har ingen syninger, der kan irritere følsom hud
- Skjuler posen på maven
- De to lag gør, at posen kommer væk fra huden

MÅLTAGNING OG ANVENDELSE

- Tag et mål hen over stomien rundt om maven
- Tag tuben på og træk posen ud gennem hullet i det inderste lag
- Træk dernæst det yderste lag ud over posen

STØRRELSE	MÅL OMKR. MAVEN V/STOMIEN	HVID	SORT	BEIGE
Small / Medium	80 - 110 cm	321651-02.02	321651-02.04	321651-02.03
Medium / Large	105 - 125 cm	321651-04.02	321651-04.04	321651-04.03
Large / X-large	120 - 140 cm	321651-06.02	321651-06.04	321651-06.03