

Superfiller Pasta

Stomipasta til beskyttelse af huden omkring stomien

Indikation

- Til udfyldning af hudfolder og ujævnheder i huden omkring stomien
- Til at forebygge lækager

Egenskaber

- Høj klæbeevne giver optimal vedhæftning af pladen
- Nem at tilpasse
- Stabil pasta, resistent overfor enzymrigt indhold, kan forebygge lækage
- Let at fjerne efter 48 timer

Produktbeskrivelse

- Latex- og PVC-fri
- Fremstillet af Gantrez guargummi, pektin, glycerin og alkohol

Brugsvejledning

1. Let at anvende – benyt evt. en fugtig finger, hvis pastaen skal berøres
2. Let at fjerne efter 48 timer. For at løsne tidligere, benyt varmt vand eller lad pastaresterne sidde. Pastaen vil automatisk gå af ved næste pose-/pladeskift.



Varenr.	Produktnavn	Salgsenhed/æske
F05008	Pasta, Superfiller 60 g.	1 stk./60 stk.