



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ Film

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ Film er en steril film til sår og sårbehandling. Den består af en tynd, transparent, semipermeabel film som giver god hudbeskyttelse og sikrer en fugtig sårheling. Tegaderm™ serien er udviklet i forskellige størrelser og design for at imødekomme en god forbindelse til vanskelige bandagerbare steder.

Egenskaber:

- Kan anvendes i op til 7 dage
- Bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø
- Beskytter mod udefra kommende bakterier, væsker og virus*
- Elastisk
- Transparent. Inspektion af såret hindrer unødige skift af forbindingen, hvorved sårhelingen kan fortsætte uforstyrret
- Beskytter mod friktion
- Specielt design i form af oval eller sacral pasform gør det lettere at forbinde vanskelige bandagerbare steder, så som albuer, hæle, sacrum og hofterne

*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV-1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

Fordele:

- Fremragende klæbeevne
- Nem at applicere med rammesystem
- Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- Risiko for maceration nedsættes, da ilt trænger igennem forbindingen, samtidig med at fugten kan komme ud.
- Nem at fjerne

Indikationer:

- Rene kirurgiske sår
- Donorsteder
- Tryksår stadie I og II
- Opblødning af fibrinbelægning
- Yderforbinding over alginater, hydrogeler og hydrofibre
- Overfladiske sår, som hudafskrabning, blæner, rifter og snitsår



3M

Indikationer:

- 1. og 2. grads forbrændinger
- Forebyggende hudbeskyttelse
- Anvend 3M Tegaderm™ + Pad med en absorberende forbindelse, hvor det er nødvendigt på grund af store mængder sekretion
- Anvend 3M Tegaderm™ HP ved særligt krævende situationer med meget fugtig hud (febril patienter eller svedende patienter). Tegaderm™ HP har en ekstra god klæbeevne.

OBS: Anvendelse af enhver forbindelse til sår bør indgå i en veldefineret protokol for sårbehandling til forebyggelse af infektion.

Brugsvejledning:

- Vælg det rette produkt i Tegaderm™ serien (oval, firkantet, sacral form eller med eller uden absorptionsmulighed)
- Rens såret og den omkringliggende hud. Sæt altid Tegaderm™ på tør, ren hud
- Åben pakningen og fjern den sterile forbindelse
- Fjern den fortrykte liner fra klæbefladen
- Placér forbindingen over sårområdet og applicer fra midten og udefter. (forbindingen må aldrig strækkes inden applicering)
- Fjern rammen omkring filmen. Følg den med en finger rundt langs med kanten, herved undgå kantrulninger og unødige forbindelseskift undgå
- Notér datoen for forbindelseskift på tapeetikken eller i sårjournalen

Deklaration:

- Film: Polyurethan
- Klæbestof: Akrylatklæber

Bestillingsinformation

3M™ Tegaderm™ Film

| Varenr.: | Størrelse i cm | Antal/æske | Æsker/karton |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 1622W | 4,4 x 4,4 cm | 100 | 4 |
| 1623W - IV | 6 x 7 cm | 100 | 4 |
| 1624W | 6 x 7 cm | 100 | 4 |
| 1626W | 10 x 12 cm | 50 | 4 |
| 1627 | 10 x 25 cm | 20 | 4 |
| 1628 | 15 x 20 cm | 10 | 8 |
| 1629 | 20 x 30 cm | 10 | 8 |
| 1630 Oval | 10 x 11,5 cm | 50 | 4 |
| 9534HP | 6 x 7 cm | 100 | 4 |
| 9536HP | 10 x 12 cm | 50 | 4 |
| 9543HP | 11 x 12 cm | 12 | 4 |
| 9545HP | 5,4 x 6,4 cm | 50 | 6 |
| 9546HP | 10 x 11,5 cm | 50 | 4 |
| 9548HP | 14 x 16,5 cm | 10 | 8 |