


DATABLAD

MEDICINA, ENFit STUMP KANYLE MED FILTER



DEPH fri



H
HARDAM

Kirstine Hardam A/S

Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro

Telefon 9742 3233

Email: Post@hardam.dk

www.hardam-shop.dk



PRODUKT SAMMENSÆTNING

1. Lilla stumpkanyle med male konektor ABS, produceret i overensstemmelse med ISO 80369-3 standard.
2. Stumpkanyle 18G x 38 mm i rustfri stål + PP, udstyret med en 5 µm filter.

Dette remedie, har en nål med en stump spids på 45° og er udstyret med en 5 µm filter. Sammenlignet med en almindelig subkutan nål, kræver det kun 2,5 gange højere tryk, for at perforere en gummimembran og 10 gange højere tryk for at perforere hud.

ANVENDELSE

Optrækning af medicin fra ampuller

EMBALLAGE

Pakket enkeltvis i papir / film PP-PE Blister.

Æske med 100 stk.

VARENUMMER

MN02L

PRODUKTION

Denne nål er produceret i overensstemmelse med HMC Premedical S.p.A. Quality System og overholder de krav, der stilles for EN ISO 13485.

KVALITETSKONTROL

Kontrolleres på alle stadier i henhold til interne procedurer og stikprøver som kræves af ISO 2859-1



Kirstine Hardam A/S

Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro

Telefon 9742 3233

Email: Post@hardam.dk

www.hardam-shop.dk



KLASSIFIKATION

Klasse IIa, Sterile

STERILISATION

Produktet er steriliseret med Ethylenoxid, et behandlingsforløb i overensstemmelse med gældende regler.

Holdbarhed 5 år fra sterilisationsdatoen

Kun til engangsbrug

Kan ikke re-steriliseres

OPBEVARING

Standard opbevaring og betingelser herfor.

BORTSKAFFELSE

Brugerne skal overholde de bestemmelser der er oplyst om bortskaffelse af hospitalsaffald

ADVARSEL

Produktet må kun anvendes af sundhedspersonale



Kirstine Hardam A/S

Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro

Telefon 9742 3233

Email: Post@hardam.dk

www.hardam-shop.dk

