

Vigtig meddelelse om ny software til blodsukkerapparatet "2in1-smart"

Kære bruger af "2in1 smart" blodsukkerapparat.

Du har netop modtaget teststrimler til dit "2in1 Smart" blodsukkerapparat. Producenten har opdateret deres produkt.

Det er derfor **VIGTIGT**, at du downloader den nye APP **2in1 SMART+**, inden du tager de nye strimler i brug. Så har du den gamle APP "2in1 SMART" installeret – **SKAL** du slette den, og installere den nye **2in1 SMART+**, før du tester dig med de nye strimler.

De nye strimler må ikke anvendes på APP'en 2in1 SMART, men udelukkende på APP'en **2in1 SMART+**.

Den gamle APP der skal slettes, ser sådan ud:



Download den nye "2in1 Smart+" APP, som ser sådan her ud:



Din nye APP, vil være markeret med dette billede:



De nye pakker med teststrimler vil være påført et mærkat, som gør dig opmærksom på ændringerne. Husk den nye APP **2in1 Smart+** kun må benyttes til de nye pakker teststrimler, leveret af ReaMed fra marts 2017.

Gammel teststrimmelpakning



Ny teststrimmelpakning



Hvis du har spørgsmål vedr. dette, bedes du ringe til kundeservice tlf.nr. 97 93 46 00

Tak for din opmærksomhed. ReaMed, Thisted