

# SALTS STOMIPASTA



## SALTS STOMIPASTA UDEN ALKOHOL

STØRRELSE	ANTAL	VARENDR
60 g	1	NSP1

## SALTS STOMIPASTA MED ALKOHOL

STØRRELSE	ANTAL	VARENDR
60 g	1	SP60

### Anvendelse

Anvendes til at fylde fordybninger eller områder med arvæv for at få den ideelle overflade at klæbe på. Det giver et mere sikkert fæste - og samtidig forebygges lækage og øm hud.

### Salts Stomipasta med alkohol

Salts Stomipasta kan anvendes mod ujævnheder omkring stomien. Pastaen er let at anvende, tørrer på ca. 30 sekunder.

### Salts Stomipasta uden alkohol

Salts Stomipasta er alkoholfri og meget hudvenlig - derfor svier den ikke på irriteret hud. Pastaen er let at anvende, tørrer på ca. 30 sekunder.

