

**Brava®**



Brava® Beskyttende Tætningsring Convex  
Formbar konveksitet for øget beskyttelse

# Brava® Beskyttende Tætningsring Convex


Den 1. september 2021 udvider vi vores sortiment med lanceringen af Brava® Beskyttende Tætningsring Convex. Tætningsringen kan anvendes sammen med SenSura® Mio Concave til peristomale buler med stomier i og under hudniveau.

## Formbar konveksitet til øget beskyttelse

Brava® Beskyttende Tætningsring Convex gør det let at give brugerne en tilpasset konveksitet. Konveksiteten hjælper med at skubbe stomien skånsomt frem. De to klæberlag beskytter mod lækage og gør ringen nem at forme, anvende og fjerne. Samtidig bevarer den unikke formel hudens fugt og opretholder en god pH-balance, og dermed minimeres risikoen for hudproblemer.

Brava Beskyttende Tætningsring Convex kan anvendes sammen med SenSura Mio Concave til peristomale buler, når stomien er placeret i eller under hudniveau. Den kan også anvendes under en flad plade ved komplekse stomier, for eksempel ovale eller loop stomier.

- 1 Brava Beskyttende Tætningsring er placeret omkring stomien.
- 2 Tætningsringen klæber sikkert til huden og sikrer god støtte til stomien.
- 3 Formen giver konveksitet til det peristomale område og hjælper med at skubbe stomien skånsomt frem.



## Produktnavn

Produktnavn	10-cifret Varenr.	Varenr.	Antal pr. æske
Brava Beskyttende Tætningsring Convex 20 mm	1209001008	12090	30
Brava Beskyttende Tætningsring Convex 25 mm	1209101008	12091	30
Brava Beskyttende Tætningsring Convex 30 mm	1209201008	12092	30
Brava Beskyttende Tætningsring Convex 35 mm	1209301008	12093	30
Brava Beskyttende Tætningsring Convex 40 mm	1209401008	12094	30
Brava Beskyttende Tætningsring Convex 45 mm	1209501008	12095	30

Produktet vil være tilgængeligt fra d. 1. september 2021.