

navina™
CLASSIC

En velfungerende mave
– et godt liv

wellspect
HEALTHCARE


En god rutine kan gøre underværker

Det kan være vanskeligt at etablere en mere regelmæssig toiletrutine for mennesker, der lever med kronisk forstoppelse, inkontinens eller tidskrævende procedurer ved tømning af tarmen.

En meget effektiv og gennemprøvet løsning kan være TransAnal Irrigation (TAI).¹⁻⁷ Irrigation med vand er en sikker metode til tømning af tarmene.^{3,7-12} Det kan spare en masse tid og frustration, når konservative alternativer som diæt, livsstilsændringer og afføringsregulerende midler ikke fungerer ordentligt.^{13,14} Når TAI

anvendes rutinemæssigt, skabes et regelmæssigt afføringsmønster, som genopretter følelsen af kontrol, værdighed og frihed.^{1,2,15} Og det er med til at holde tarmsystemet sundt og velfungerende.

TAI kan være med til at normalisere toiletrutinen. Hyppigheden af behandlingen varierer afhængigt af den enkeltes behov – hos nogle kan det være nødvendigt dagligt, hos andre hver anden dag. Hvilket mønster der egner sig bedst til den enkelte person, besluttet i samråd med sundhedspersonalet.^{4,11,12,15}



Referencer

1. Emmanuel A. Spinal Cord 2010;48(9): 664-73.
2. Shandling B, Gilmour RF. J Pediatr Surg 1987;22(3): 271-3.
3. Christensen P m.fl. Gastroenterology 2006;131: 738-47.
4. Christensen P m.fl. Spinal Cord 2000;38: 255-61.
5. Del Popolo G m.fl. Spinal Cord 2008;46: 517-22.
6. Christensen P m.fl. J Spinal Cord 2008;31(5): 560-7.
7. Corbett P m.fl. J Pediatr Urol 2014;10: 219-22.
8. Bani-Hani AH m.fl. J Urol 2008 okt;180(4 Suppl): 1757-60.
9. Faaborg PM m.fl. Spinal Cord 2009;47: 545-9.
10. Christensen P m.fl. Dis Colon Rectum 2009;52: 286-92.
11. Gosselink MP m.fl. Colorectal disease 2005;7: 65-9.
12. Christensen P, Krogh K. Scand J Gastroenterol 2010;45 :517-27.
13. Vitton V m.fl. Colorectal Dis 2014 mar;16(3): 159-66.
14. López Pereira P m.fl. J Pediatr Urol 2010 apr;6(2): 134-8.
15. Emmanuel A. m.fl. Spinal Cord 2013;51(10): 15-22.

Få et godt liv med Navina Classic

Navina™ Classic er en brugervenlig løsning til selv at udføre irrigation. Dens design gør det nemt at pumpe, og den har konnektorer med farvekoder til intuitiv montering, og store betjeningsknapper til nem håndtering.

Med en vis øvelse og i samråd med sundhedspersonalet kan brugen af Navina Classic være med til at forenkle irrigationsforløbet og gøre

det hurtigere. Hvis du føler, at du har brug for yderligere råd, hjælp eller støtte, kan du finde alt dette på Navinasystems.dk. På dette websted er der samlet yderligere oplysninger om Navina Systems, spørgsmål vedrørende tarmfunktion, TransAnal Irrigation og meget andet. Materialet er udviklet i samarbejde med førende tarmspecialister.

Navina Classic indgår i Navina™ Systems fra Wellspect HealthCare, som også omfatter en elektronisk version, Navina™ Smart, og et omfattende uddannelsesprogram.

Designet med tanke på dig

Navina Classic er udviklet i samarbejde med brugere og sundhedspersonale, så TAI bliver lettere at anvende og en bedre løsning for et større antal mennesker.

Med TAI-proceduren med Navina Classic er det helt op til dig, hvor og hvornår den skal udføres, så du får flere muligheder for at arbejde, rejse eller bare komme ud.

- Hydrofilt engangskateter med afrundet spids sikrer maksimal komfort, hygiejne og sikkerhed
- Fleksibelt ballondesign lukker af for endetarmen, så kateteret bliver på plads, og sikrer dette under hele behandlingen
- Godt greb med konektor letter håndteringen
- Ballonerne testes individuelt for at sikre optimal funktion og en tilstrækkelig sikkerhedsmargin mellem den maksimale oppustning og bristepunktet

ENGANGS-KATETER

VAND-BEHOLDER

- Lille sammenklappelig vandbeholder til diskret opbevaring og transport
- Stabil og med en integreret skala, der sikrer nøjagtighed
- Med ét enkelt kammer er den nem at fylde og tømme
- Nem at åbne og lukke, selv med nedsat styrke og funktion i hænderne
- Integreret låg (montering ikke nødvendig) med trykventil, som giver øget sikkerhed

- Vandpumpe og oppustningspumpe med farvekode letter forståelsen
- Nem pumpefunktion, med eller uden fastgørelse af enheden til benet
- Store, intuitive betjeningsknapper

MANUEL PUMPE

SLANGER

- Nemme at få fat i og håndtere
- Faste konnektorer med farvekoder sikrer intuitiv korrekt montering
- Nemme at rengøre

Spar tid

Når du har lært proceduren, og din krop har vænnet sig til den, bør det kun tage mellem 30 og 60 minutter.^{3,5,14,16}

Få det bedre

Når tarmfunktionen igen bliver regelmæssig, betyder det mindre risiko for inkontinens eller forstoppelse og et bedre fysisk helbred generelt.

Referencer

16. Märzheuser S m.fl. Eur J Pediatr Surg 2015 feb 5.

Wellspect HealthCare, virksomheden bag LoFric® familien, er stolt af at kunne føje Navina™ Systems til vores portefølje af innovative løsninger til kontinenspleje. Vi stræber intenst efter at gøre en reel forskel hver dag for alle, der har brug for vore produkter og tjenester. Derfor har enhver løsning, der bærer Wellspect HealthCares navn, en indbygget tillid og pålidelighed, som er baseret på mere end 30 års livsforbedrende indsats.

Navina Systems produkter er fri for ftalater og latex. Som led i vores fortsatte fokus på reducere miljøpåvirkningen er produktionen af Navina Systems i Sverige baseret på grøn energi.

Besøg Navinasystems.dk for at få yderligere oplysninger