



OSTOFORM

Ostoform tætningsring med
FLOWASSIST beskyttelse



PROBLEMET

Almindelige
tætningsringe opløses
ofte af output fra
stomien, som derefter
kommer i kontakt med
din hud og resulterer i
irritation og ubehag.




LØSNINGEN

**Ostoform-
tætningsringen**
sikrer, at outputtet fra
stomien løber væk fra
 huden, hvilket holder
 huden sikker, sund
 og behagelig.

DOBBELT BESKYTTELSE

OSTOFORM TÆTNINGSRING giver dobbelt beskyttelse med den nyskabende teknologi med brugen af en fleksibel, ikke-absorberende FLOWASSIST-nedløbsstuds og egenskaben i den hudvenlig hydrokolloid med regulering af fugtigheden.





SUND HUD

Outputtet fra stomien ledes væk fra huden, som derved holdes sund.




LÆNGERE HOLDBARHED

Tætningsringen er beskyttet imod opløsning, hvilket sikrer en længere bæretid.



NEM AT BRUGE

Nem håndtering grundet studsens som ikke klæber til fingrene og derved muliggør nøjagtig påsætning for en forbedret beskyttelse.



SIKKER PÅSÆTNING

Unik hjælp til montering der giver en nøjagtig, sikker påsætning af tætningsringen, ved hjælp af studsens der kan sigtes efter.

BEMÆRK:

Klip stomipladen 5 mm større end vanlig.



Varenr.	Størrelse	Stomiens størrelse
OFA-S	SMALL	15-23mm
OFA-M	MEDIUM	23-30mm
OFA-L	LARGE	30-40mm

Læs mere om brugen af OSTOFORM med FLOWASSIST i disse artikler med kliniske studier

Hunt et al., 2018. Changes in Peristomal Skin Condition and User Experience of a Novel Ostomy Barrier Ring with Assisted Flow. *J Wound Ostomy Continence Nurse*, 45(5) pp. 444-448

Kelleher et al., 2019. A Single-arm Practical Application Assessment of User Experience and Peristomal Skin Condition Among Persons with an Ileostomy. *Wound Management & Prevention*, 65(1) pp. 14-19

