

Moderma Flex Urostomi

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Hollister Incorporated
 Adresse 2000 Hollister Drive, Libertyville
 Land Illinois 60048, USA
 Website: www.hollister.com

1.2. Forhandler:

Navn Dansac & Hollister Danmark
 Adresse Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr. 4846 5101
 Fax nr. 4846 5110
 E-mail: hollister.dk@hollister.com
 Website: www.hollister.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9002/EN46002 Forhandler: _____
US FDA Quality System Regulation

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Moderma Flex Urostomiposer

2.2. Sortimentsoversigt:

Se mappe "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Hydrocolloid

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PE PVC:
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen
 Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Metal: Andet: _____
Papir: Latex: Glas:
Bomuld: Økologisk:

4.2. Plast:

Plast-typer: Ingen PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Ingen

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Køligt, tørt. Undgå direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X	X		
Enkeltemballage	X	X		
Inderemballage	X	X		
Transportemballage	X		X	

Moderma Flex

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
29100	29100	539016604742	Moderma Flex Urostomiposer, beige	15-55	20			Nej
29120	29120	539016604746	Moderma Flex Urostomiposer, beige	20	20			Nej
29125	29125	539016604750	Moderma Flex Urostomiposer, beige	25	20			Nej
29130	29130	539016604754	Moderma Flex Urostomiposer, beige	30	20			Nej
29135	29135	539016604758	Moderma Flex Urostomiposer, beige	35	20			Nej
29140	29140	539016604762	Moderma Flex Urostomiposer, beige	40	20			Nej
29500	29500	539016604766	Moderma Flex Urostomiposer, transparent	15-55	20			Nej