

Produktdatablad

Dansac Nova 1 pose (med kulfilter)

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 1

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, Polypropylene nonwoven(PP), Aktivt kul, PTFE membrer PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: X Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: X Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej: X

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: X Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys


9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 1 poser

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
803-20	803-20	5709817222753	Dansac Nova 1 Mini, luk farvet	20	30 stk	10 æsker	-	nej
803-25	803-25	5709817222784	Dansac Nova 1 Mini, luk farvet	25	30 stk	10 æsker	-	nej
803-30	803-30	5709817222814	Dansac Nova 1 Mini, luk farvet	30	30 stk	10 æsker	-	nej
803-35	803-35	5709817222845	Dansac Nova 1 Mini, luk farvet	35	30 stk	10 æsker	-	nej
803-40	803-40	5709817222876	Dansac Nova 1 Mini, luk farvet	40	30 stk	10 æsker	-	nej
801-20	801-20	5709817222333	Dansac Nova 1 Midi, luk. farvet	20	30 stk	10 æsker	-	nej
801-25	801-25	5709817222364	Dansac Nova 1 Midi, luk. farvet	25	30 stk	10 æsker	-	nej
801-30	801-30	5709817222395	Dansac Nova 1 Midi, luk. farvet	30	30 stk	10 æsker	-	nej
801-35	801-35	5709817222425	Dansac Nova 1 Midi, luk. farvet	35	30 stk	10 æsker	-	nej
801-40	801-40	5709817222456	Dansac Nova 1 Midi, luk. farvet	40	30 stk	10 æsker	-	nej
801-45	801-45	5709817222487	Dansac Nova 1 Midi, luk. farvet	45	30 stk	10 æsker	-	nej
801-50	801-50	5709817222517	Dansac Nova 1 Midi, luk. farvet	50	30 stk	10 æsker	-	nej
802-20	802-20	5709817222548	Dansac Nova 1 Midi, luk. Klar	20	30 stk	10 æsker	-	nej
802-25	802-25	5709817222579	Dansac Nova 1 Midi, luk. Klar	25	30 stk	10 æsker	-	nej
802-30	802-30	5709817222609	Dansac Nova 1 Midi, luk. Klar	30	30 stk	10 æsker	-	nej
802-35	802-35	5709817222630	Dansac Nova 1 Midi, luk. Klar	35	30 stk	10 æsker	-	nej
802-40	802-40	5709817222661	Dansac Nova 1 Midi, luk. Klar	40	30 stk	10 æsker	-	nej
802-45	802-45	5709817222692	Dansac Nova 1 Midi, luk. Klar	45	30 stk	10 æsker	-	nej
802-50	802-50	5709817222722	Dansac Nova 1 Midi, luk. Klar	50	30 stk	10 æsker	-	nej
805-20	805-20	5709817359152	Dansac Nova 1 Maxi, luk farvet	20-60	30 stk	10 æsker	-	nej
806-20	806-20	5709817359183	Dansac Nova 1 Maxi, luk klar	20-60	30 stk	10 æsker	-	nej




Dansac Nova 1 lukkede poser

Produktinformation

Anvendelsesområde:	Kolostomi. Dansac Nova 1 lukkede poser (en-dels produkt) har den velkendte GX-hydrocolloid basisplade og et filter der ikke tillader lugt at passere og reducerer risikoen for vacuum og ballondannelse.
Filter:	100% aktivt kul, garanteret lugtfrit i op til 48 timer. En polyethylene membran beskytter filteret indefra, dette forhindrer lugt og afføring at passere filteret.
Posefilm:	Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
Backing:	Posen har en non-woven stofbeklædning på begge sider der er vandafvisende.
Basisplade:	Nova 1: Gradueret plade. 0,7mm omkring stomien og 0,3mm ved kanten. Nova 1 X3: Gradueret plade. 3,3mm omkring stomien og 1,1mm ved kanten. Nova 1 Soft Convex: Gradueret plade. 5,3mm omkring stomien og 1,1mm ved kanten.

Sortiment:



Dansac Nova 1
Kapacitet: 420ml
Farvet: Ref 801-20 til 801-50. (A)
Klar: Ref 802-20 til 802-50. (A)

Dansac Nova 1 Mini
Kapacitet: 230 ml
Farvet: Ref 803-20 til 803-40. (A)

Dansac Nova 1 Maxi
Kapacitet: 560 ml
Farvet: Ref 805-20. (B)
Klar: Ref 806-20. (B)

- (A) Findes i opklippelig samt i faste hulstørrelser.
- (B) Findes i opklippelig
- (C) Findes i faste hulstørrelser