

Produktdatablad

Dansac Nova 2 Soft Convex basisplader

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 2 Soft Convex basisplade

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text"/>	Papir: <input type="text"/>	Glas: <input type="text"/>
Metal: <input type="text"/>	Latex: <input type="text"/>	Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk: <input type="text"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: LLDPE, PET og EMA PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Metal: Andet: _____
Papir: Latex: Glas:
Bomuld:
Økologisk:

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ OPA/LDPE el. OPP (Flowpack) PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 2 Soft Convex basisplade

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1443-18	1443-18	5709817338812	Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1443-21	1443-21	5709817338966	Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1443-25	1443-25	5709817339116	Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1443-28	1443-28	5709817339260	Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1455-32	1455-32	5709817339413	Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1455-35	1455-35	5709817339567	Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1455-38	1455-38	5709817339710	Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej

Dansac Nova 2 Soft Convex Basisplade

Produktinformation

Anvendelsesområde: Kan bruges til stomier hvor man normalt vil bruge et standard konvekst produkt.
Anvendeligt ved stomi delvis under hudniveau, stomi beliggende i en dybere eller blød hudfold, ved arvæv eller sår dannelse omkring stomien.


Nova 2 Soft Convex 5mm findes kun i faste hulstørrelser. Hulstørrelsen kan ikke tilklippes, men hullet kan justeres ved at modellere eller formes med fingrene.

Nova 2 Basisplade har et unikt koblingssystem.
Ringene på basispladen er hudfarvet og ringene på poserne er transparent, så man klart og tydeligt kan se om posen sidder præcis, som den skal.

Basispladen er semi-fikseret, dvs. man kan få fingrene ind under en del af ringen, så trykket minimeres, når posen skal skiftes.

Gradueret plade. 5mm omkring stomien og 0,9mm ved kanten.

Sortiment:



Dansac Nova 2 Soft Convex 5mm, Basisplade
Ring 43: Ref 1443-18 til 1443-28 (A)
Ring 55: Ref 1455-32 til 1455-38 (A)

(A) Findes i faste hulstørrelser.