

SenSura[®] Mio

SenSura[®] Mio Click

Passer Fantastisk · Føles Rigtig

2-dels system

- Elastisk klæber
- Sikker vedhæftning over brok, ar og folder
- Neutralt Gråt tekstil
- Cirkel Filter – reducerer ballooning
- Click kobling med bølgeformet låsering



SenSura[®] Mio Click 2-dels system

Til alle stomityper: Kolostomi, Ileostomi, Urostomi



BodyFit Teknologi

SenSura Mio Click er baseret på BodyFit Teknologi. Mennesker er forskellige og har individuelle kroppsfaconer og livsstile. Med det i tankerne designer vi produkter.



Den elastiske klæber tilpasser sig individuelle kroppsfaconer

Elasticitet er nøglen til at finde den rigtige vedhæftning. SenSura Mio Click har en elastiske klæber, som tilpasser sig individuelle kroppsfaconer og følger kroppens naturlige bevægelser. Den elastiske klæber giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

Designet til diskretion


Posedesign i Neutralt Gråt tekstil

SenSura Mio Click er designet i et blødt Neutralt Gråt tekstil, der er diskret under tøj – selv under hvidt tøj.

Posematerialet er meget holdbart, det fnulrer ikke og er vandafvisende. SenSura Mio har en meget lav poseprofil, der reducerer posefremfald og derved sikrer diskretion.

Cirkel Filter

Det unikke for-filter sikrer en bedre beskyttelse mod tilstopning. Det er dokumenteret, at det kan reducere tilfælde med ballooning med op til 61%*.




* Coloplast, klinisk studie 2010



Click kobling med bølgeformet låsering

SenSura Mio Click kobling er designet med en unik bølgeformet låsering til ekstra sikkerhed. Et hørbart "klik" bekræfter, at posen er låst sikkert fast på basispladen. Inden posen fastlåses, kan posen drejes til den ønskede position, uden at man behøver at fjerne posen fra basispladen.



Bælte

Nogle plader er forsynet med bælteører for dem, der har behov for brug af bælte.

Bredt 2-dels sortiment

Klæberen findes med opklipbare og forudstandsede hulstørrelser. Klæberen er forsynet med en tydelig klippeguide, som er let at klippe efter. Man kan vælge mellem mini, midi og maxi poser. Et vindue på forsiden af posen gør påsætning og kontrol af stomien enkel. Man kan vælge en pose med eller uden vindue eller en transparent pose.

Ileostomipose med Hide-away udløb

SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose er forsynet med det velkendte Hide-away udløb. Hide-away udløbet har en sikker, blød og hygiejnisk lukning. Hide-away udløbet er forsynet med et stykke velcro, der gør det muligt at fastgøre udløbet oppe under den bløde forside. Ligeledes er det muligt at folde posen til halv størrelse i situationer, hvor der ønskes yderligere diskretion.



Urostomi Flerkammerpose

SenSura Mio Click Urostomi Flerkammerpose kombinerer diskretion med komfort. Fordelene ved flerkammerposen er, at urinen fordeles jævnt, og at der dermed opstår færre skvulpelyde, hvilket øger diskretionen. For at sikre, at urinen ikke løber tilbage, er flerkammerposen forsynet med en tilbageløbsventil. Posens bløde udløb kan foldes op og skjules i en lomme, således at udløbet ikke generer.

SenSura Mio urostomiposer kan kombineres med

- Natpose
- Benpose