

# Medicina ENFit flaskeadaptere

Medicina flaskeadaptere er fremstillet af pvc.

## Anvendelse.

Flaskeadaptere med ENFit konektor sættes i flaskehalsen på flydende medicin. Flaskeadapteren gør det lettere at trække flydende medicin op i en ENFit enteral sprøjte. Det reducerer "dead space" inde i ENFit konektoren af en ENFit enteral sprøjte, ligesom det også reducerer medicinspild og forbedre hygiejnen.



**BA01L** Trap flaskeadapter, steril (50)

**BA01L B** Trap flaskeadapter, usteril (50)



**BA05L** 18,5—20,5 mm flaskeadapter, steril , (Morfin)  
(50)



**BA02L** 15—16,5 mm flaskeadapter, steril (50)

**BA02L B** 15—16,5 mm flaskeadapter, usteril (50)



**BA06L** 20—21,5 mm flaskeadapter, steril (50)



**BA03L** 18—19,5 mm flaskeadapter, steril (50)

**BA03L B** 18—19,5 mm flaskeadapter, usteril (50)



**BA07L** 10,5—11 mm flaskeadapter, steril (50)  
(midlertidig udgået)



**BA04L** 25,5—27 mm flaskeadapter, steril, (50)

**BA04L B** 25,5—27 mm flaskeadapter, usteril, (50)



**BA08L** 15,5—18 mm flaskeadapter, steril (50)