



ConvaTec

Fleksibilitet  
og sikkerhed  
til dig

ConvaTec Moldable Technology™  
nu i Esteem synergy®



## Multicenterevaluering<sup>1</sup>: Høj score over hele linjen!

Vurderet som "fremragende" eller "særdeles god" af både brugere og sundhedspersonale inden for 10 forskellige kriterier, heriblandt:

- ✓ Enkel at forme så perfekt individuel pasform sikres
- ✓ Effektiv hudbeskyttelse
- ✓ Klæbeevne
- ✓ Generel komfort
- ✓ Generel tilfredshed
- ✓ Let at undervise i brugen af

### Generel tilfredshed

Vurderet som fremragende eller særdeles god

|           | BRUGER | SUNDHEDS-<br>PERSONALE |
|-----------|--------|------------------------|
| Kolostomi | 76%    | 83%                    |
| Ileostomi | 72%    | 93%                    |
| Urostomi* | 88%    | 83%                    |

\*Urostomiposer ikke tilgængelige i Norden

# Den eneste hudplade med patenteret modellérbar klæber som sikrer perfekt pasform hver gang:

- Indbygget elasticitet (Rebounding Memory Technology™) får klæberen til at slutte helt tæt og sikkert omkring stomien
- Durahesive®-teknologien absorberer fugt, svulmer op og danner en blød rullekrave / tætning omkring stomien, hvilket minimerer risikoen for lækage
- Det er nemt! Form den med fingrene, så den passer til netop din stomi. Du behøver ingen saks!
- Hydrokolloid klæbekant giver fleksibilitet og komfort, ekstra sikkerhed og skånsom vedhæftning til den sensitive hud rundt om stomien.



## Den lave profil og gode fleksibilitet giver brugeren tryghed:

- Ingen plastringe der skal kobles sammen
- Udformet med lav profil, som sikrer komfort og diskretion
- Et system og en hudplade, som følger brugerens bevægelser
- Et fleksibelt stomisystem som tilpasser sig enhver mave, af forskellig størrelse og form, sikrer dermed optimal ydeevne.

## Den sikre kobling du stoler på:

- Innovativ skumklæber (Adhesive Coupling Technology™) på posen som klæbes på hudpladens gennemsigtige landingszone
- Laboratorietest - koblingen er sikker. Koblingen hæftede stadig ved test med belastning svarende til 3,5 gange normal kapacitet af en 30 cm standard pose.\*, 2, 3



Laboratorietestet  
3,5 x normal kapacitet

| Pose-størrelse                         | Stomi-størrelse | Vare-nummer | Stk./æske |
|--|-----------------|-------------|-----------|
| <b>Esteem synergy® Flat Moldable</b>   |                 |             |           |
| 48 mm                                  | 13-22 mm        | 411657      | 10 stk.   |
| 48 mm                                  | 22-33 mm        | 411658      | 10 stk.   |
| 61 mm                                  | 33-45 mm        | 411659      | 10 stk.   |
| <b>Esteem synergy® Convex Moldable</b> |                 |             |           |
| 35 mm                                  | 13-22 mm        | 409268      | 10 stk.   |
| 48 mm                                  | 22-33 mm        | 409269      | 10 stk.   |
| 61 mm                                  | 33-45 mm        | 409270      | 10 stk.   |

\* Standard pose

### Referencer:

1. Hoefloek, J Guy, D, Allen S, St-Cyr D. A prospective multicenter evaluation of a moldable stoma skin barrier. *Ostomy Wound Manage.* 2009;55(5):62-69. 2. To determine shear resistance under load and ease of removal of Esteem synergy® coupling system. A2-0087. March 12, 2002. Data on file, ConvaTec. 3. Determine capacities for Synergy pouches with medium collar. A2-0108. March 26, 2002. Data on file, ConvaTec.



Realise the possibilities™

ConvaTec Danmark Aps.  
Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød.  
Kundeservice: 48 16 74 74  
www.convatec.com