

Figur 1

### Hvilken størrelse passer til min stomipose?

1. Læg din pose fladt foran dig på et bord (figur 1).
2. Bøj kanterne op så sammenføjnngen mellem plade og pose kan ses.
3. Mål, som vist på figur 2, fra den ene kant til den anden.
4. Dette mål vil fortælle dig, hvilken størrelse skjold og beskyttelsespudder passer til din stomipose.

### Varianter af skjold og beskyttelsespudder:

Der findes 3 hulstørrelser på beskyttelsespudder:


- 60 mm
- 75 mm
- 90 mm

Sæt med skjold og beskyttelsespudder findes i farverne:

- Sort
- Beige
- Hvid

Separat beskyttelsespudder findes i farverne:

- Sort
- Beige
- Hvid



Figur 2