

BEDRE FOR DIN HUD

Aloe Vera planten er blevet brugt i tusinder af år på grund af sin naturlige helende egenskab.

Tilsætning af Aloe Vera i pladens hydrokolloid er vigtig, da det virker fugtighedsbevarende, og hjælper mod udtørring af huden. Det er derfor, at Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera er den eneste modellerbare ring som fugter, blødgør og beskytter huden omkring stomien.

Samtidig er Salts Healthcare den eneste producent af stomi produkter, som er anerkendt af The British Skin Foundation, samt akkrediteret af Skin Health Alliance for deres hudvenlige hydrokolloider.

Så du kan være sikker på, at Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera er god for din hud.



Den eneste modellerbare tætningsring med Aloe Vera ekstrakt, som fugter, blødgør og beskytter huden.

SALTS TÆTNINGSRINGE MODELLERBARE MED ALOE VERA



SALTS TÆTNINGSRINGE MODELLERBARE			
DIAMETER	TYKKELSE	VARENØR	ANTAL
15 mm – 40 mm	3 mm	SMSAT15	30
35 mm – 70 mm	3 mm	SMSAT35	30
15 mm – 40 mm	4,2 mm	SMSAS15	30
35 mm – 70 mm	4,2 mm	SMSAS35	30
15 mm – 100 mm	3 mm	SMSAL	10

NY



Recognising Salts research into healthy stoma skin



DERMATOLOGICALLY ACCREDITED

Opdag hemmeligheden til bedre hudbeskyttelse

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst:

97 42 32 33

post@hardam.dk

www.hardam-shop.dk

kirstinehardam

@SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

©Registered trade marks of Salts Healthcare Ltd. ©Salts Healthcare Ltd 2018. Products and trade marks of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks. For further details, please visit www.salts.co.uk RM765535 10/18

salts HEALTHCARE HARDAM



INTRODUCERER DEN NYE SALTS MODELLERBARE TÆTNINGSRING MED ALOE VERA



De populære Modellerbare Tætningsring er nu forbedret og endnu mere hudvenlige! Hjælper med til at forhindre lækage, der forårsager øm hud. Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera er let at forme til en behagelig og lækagefri tætning omkring stomien.

Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera indeholder ekstrakter af Aloe Vera, der hjælper med at beskytte huden mod rødme og irritation.




SALTS MODELLERBARE TÆTNINGSRING MED ALOE VERA MED STORE FORDELE:

- ▶ Aloe Vera ekstrakt for øget beskyttelse
- ▶ Færre klæberester på huden
- ▶ Kan formes og strækkes efter behov
- ▶ Optager fugten og beskytter derved huden længere
- ▶ Bliver siddende, selv når du vrider og drejer dig
- ▶ Takket være den gode klæber sidder den godt på våd hud
- ▶ NY størrelse med starthul på 35 mm, lettere til store stomier/loopstomier
- ▶ Kommer i 5 størrelser og 2 tykkelser

Vores tætningsringe forhindrer lækager, der kan forårsage øm hud, let at modellere til den nøjagtige form og størrelse på din stomi.

SÅDAN FORMES SALTS MODELLERBARE TÆTNINGSRING MED FIRE NEMME TRIN

Vælg den størrelse der passer til dig. Modeller ringen med fingrene. Placer tætningsringen omkring stomien og tryk let til. Derefter sættes posen på (se nedenfor).




EFTERLADER FÆRRE RESTER PÅ HUDEN END SALTS SECUPLAST® TÆTNINGSRINGE

Vi ønsker at gøre hvert poseskift så hurtigt og enkelt som muligt for dig. Derfor efterlader vores forbedrede Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera færre rester på huden ved skift. Vi har derfor sammenlignet Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera med vores eksisterende modellerbare tætningsring så du kan se resultaterne for dig selv:

Salts SecuPlast® Tætningsring



Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera



Vores nye forbedrede Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera efterlader synligt færre rester på huden.

PATIENTERNE SYNES GODT OM SALTS MODELLERBARE TÆTNINGSRING MED ALOE VERA

Vi spurgte borgere, der allerede bruger en modellerbar tætningsring, hvad de synes om Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera. Og resultaterne viser:*

80%
er enige i, at ringen er **nem eller meget nem** at modellere

87%
er enige i, at ringen **klæber sig** til huden **enten med det samme eller inden for 30 sekunder**

81%
synes ringen er **meget behagelig at bruge** (og yderligere **14%** synes den er **temmelig behagelig at bruge**)

95%
synes ringen er **nem og meget nem at fjerne igen**

90%
synes de havde **lidt eller ganske lidt rester siddende** på huden efter ringen var taget af

80%
synes ringen er **meget fleksibel under brug** (og andre **15%** synes den er **temmelig fleksibel under brug**)

*Data indsamlet af Salts Healthcare Ltd.