

Adapt Barriere Ring, Konveks

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Hollister Incorporated
 Adresse 2000 Hollister Drive, Libertyville
 Land Illinois 60048, USA
 Website: www.hollister.com

1.2. Forhandler:

Navn Dansac og Hollister Danmark
 Adresse Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr. 4846 5100
 Fax nr. 4846 5110
 E-mail: hollister.dk@hollister.com
 Website: www.hollister.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: IS EN ISO 13488:2000 and ISO 9002:1994 US FDA Quality System Regulation **Forhandler:** _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Adapt Barriere Ringe, Konveks

2.2. Sortimentsoversigt:

Se sortiment

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text"/>	Papir: <input type="text"/>	Glas: <input type="text"/>
Metal: <input type="text"/>	Latex: <input type="text"/>	Bomuld: <input type="text"/>
Andet: <u>PIB, CMC, Pectin, SIS</u>		Økologisk: <input type="text"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: Nej PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: **Typer:** _____

Klorbleget materiale: **Genbrugsmaterialer:**

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Metal: Andet: _____
Papir: Latex:
Glas: Bomuld:
Økologisk:

4.2. Plast:

Plast-typer: Ingen PVC: Ingen

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____ Ingen

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: _____ 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____ Ingen Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Køligt, tørt. Undgå direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X	X		
Enkeltemballage	X	X		
Inderemballage	X	X		
Transportemballage	X		X	

