

ALOE MEATAL

VIRKSOMHEDSDATA

Hunter Urology

Hunter Urology Limited,
The Threshing Barn,
Woodhayes,
Honiton,
Devon,
EX14 4TP,
UK

Tel: +44 (0)1404 44088
Fax: +44 (0)1404 549944

Web: www.hunterurology.com

Email: enquiries@hunterurology.com

Email: dbj@hunterurology.com

Tel. +45 2092 3432

Produktionsvirksomheden

Domen Kravanja
TIK d.o.o.
Goriska Cesta 5B
5222 Kobarid
SI – 5222
Slovenia

Tel: +386 5 389 07 00
Fax: +386 5 388 51 42

Web: www.tik.si

Email: info@tik.si

ALOE MEATAL

KATETERET

Dilatationskateter (udvidelses) Kateter til Ren Intermitterende Dilatation (RID)

Dilatationskateter (udvidelses) til Steril Intermitterende Katerisation (SID)

<u>Varekode</u>	<u>Type</u>	<u>Ch - Størrelse</u>	<u>Længde</u>	<u>Pakning</u>
ALOEM10	Dilatationskateter	10Ch	12Cm	30
ALOEM12	Dilatationskateter	12Ch	12Cm	30
ALOEM14	Dilatationskateter	14Ch	12Cm	30
ALOEM16	Dilatationskateter	16Ch	12Cm	30

Bestillingstid: 5 dage såfremt varen er på lager

ALOE MEATAL

ALOE MEATAL FAKTA

Coating: Hydrofil coating med 100 % naturlig Aleo Vera

Phthalater: DEHP free (Di(2-ethylhexyl) phthalate)

Fremstillingsmateriale: Polyvinyl Chloride (PVC)

Emballage: Medicinsk kvalitet emballage

Spids: Nelaton

Medicinsk udstyrs klassifikation: 1A

Sterilisations metode: EO gas (Ethylene Oxide)

Holdbarhed fra fremstillingsdato: 5 år

Affaldshåndtering: Bortskaffes med almindelig husholdningsaffald

Kun til engangsbrug

Dansk brugsanvisning medfølger

Opbevaring og håndteringsanbefalinger: Indtil ibrugtagning bør HunterCath blive i original indpakningen og opbevares mellem 3 °C and 23 °C. Luftfugtighed op til 60%. Bør beskyttes mod direkte sollys.

CE mærket: CE 0123

ISO mærkning: ISO 13485



ALOE MEATAL

HUNTER UROLOGY' BESKRIVELSE AF ALOE MEATAL

Aloe Meatal er et sterilt hydrofil-coated kateter til RID (Ren Intermitterende Dilatation)(Udvidelse) uden blødgørende phthalater (DEHP Fri (Di (2-ethylhexyl)).

Den patenterede og unikke 100 % ren aloe vera coating, gør at kateteret kan anvendes af en lang række brugere, der ellers ville have problemer med indførelse af kateter.

Brugere med ex. vis stråleskade eller andre med øget følsomhed ved urinrøret og urinrørsåbningen kan opleve lindring eller færre gener under katerisationen

Den specialudviklede og patenterede hydrofile aloe vera belægning sikrer nænsom indføring.

Læs altid instruktionsvejledningen grundigt før brug af Aloe Meatal.

- Avanceret, brugervenlig teknologi
- Hydrofil coating med patenteret, naturlig Aloe Vera
- Den patenterede Aloe Vera-belægning sikrer nem indføring og udtagning
- Endnu et innovativt produkt fra Hunter Urology