

# Produktdatablad

## Dansac Nodor S

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Dansac A/S  
 Adresse Lille Kongevej, 3480 Fredensborg  
 Land Danmark  
 Website: www.dansac.com

#### 1.2. Forhandler:

Navn Dansac & Hollister Danmark  
 Adresse Slotsmarken 17,1., 2970 Hørsholm  
 Tlf. nr. 4846 5100  
 Fax nr. 4846 5110  
 E-mail: dk.salg@dansac.com  
 Website: www.dansac.dk

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Dansac Nodor S - lugtneutraliserer

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se arket "Sortiment"**

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se arket "Produktinfo"**

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
 Metal:  Latex:  Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Vand, mineralske salte

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_ PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Ingen Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen Genbrugsmaterialer:  Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Ingen

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: HDPE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: Klasse 1

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

## Dansac Nodor S

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse ml.	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
080-00	080-00	5709817276466	Dansac Nodor S	50	1 stk.	30 stk.	-	nej
080-01	080-01	5709817276497	Dansac Nodor S	250	1 stk.	45 stk.	-	nej

## Dansac Nodor S

### Produktinformation

Anvendelsesområde:	Colostomi og ileostomi Dansac Nodor S er en lugtneutralisering til brug direkte i posen, for at forhindre lugt ved tømning eller skift af pose. Der dryppes få dråber i posen inden bandageskift. Alt efter hvilken mad der indtages behøves sommetider flere dråber. Dansac Nodor S forlænger holdbarheden af filteret. Dansac Nodor S er uden farve og lugt.
Sortiment:	Dansac Nodor S Flaske á 50 eller 250ml Ref 080-00, 080-01