

Produktdatablad

Dansac Nova 2 Convex basisplade

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 2 Convex basisplade

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text"/>	Papir: <input type="text"/>	Glas: <input type="text"/>
Metal: <input type="text"/>	Latex: <input type="text"/>	Bomuld: <input checked="" type="text" value="X"/>
Andet: <u>CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin</u>		Økologisk: <input type="text"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: LDPE, EVA, PET og EMA PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Metal: Andet: _____
Papir: Latex: Glas:
Bomuld:
Økologisk:

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ OPA/LDPE el. OPP (Flowpack) PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 2 Convex basisplade

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1536-15	1536-15	5709817339864	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	36	5 stk	20 æsker	-	nej
1536-20	1536-20	5709817340013	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	36	5 stk	20 æsker	-	nej
1536-23	1536-23	5709817340167	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	36	5 stk	20 æsker	-	nej
1543-15	1543-15	5709817340310	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1543-25	1543-25	5709817340464	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1543-30	1543-30	5709817340617	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	43	5 stk	20 æsker	-	nej
1555-15	1555-15	5709817340761	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1555-35	1555-35	5709817340914	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej
1555-40	1555-40	5709817341065	Dansac Nova 2 Convex 6mm, basisplade	55	5 stk	20 æsker	-	nej

Dansac Nova 2 Convex Basisplade

Produktinformation

Anvendelsesområde:


Anvendeligt ved stomi beliggende i en meget dyb hudfold eller ved dybt nedsunket stomi. Bruges i de tilfælde hvor en Nova 2 X-3 Basisplade eller Nova 2 Soft Convex 5mm Basisplade ikke kan bruges., men hvor en "hård" konveks basisplade er nødvendig.

Nova 2 Basisplade har et unikt koblingsystem. Ringen på basispladen er hudfarvet og ringen på poserne er transparent, så man klart og tydeligt kan se om posen sidder præcis, som den skal.

Basispladen er semi-fikseret, dvs. man kan få fingrene ind under en del af ringen, så trykket minimeres, når posen skal skiftes.

Gradueret plade. 6mm omkring stomien og 0,9mm ved kanten.

Sortiment:



Dansac Nova 2 Convex 6mm, Basisplade
Ring 36: Ref 1536-15 til 1536-23 (A)
Ring 43: Ref 1543-15 til 1543-30 (A)
Ring 55: Ref 1555-15 til 1555-40 (A)

(A) Findes i opklippelig og i faste hulstørrelser.