

Produktdatablad

Dansac Nova 2 High Output

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Slotsmarken 17, 1, 2970 Hørsholm
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: 4846 5110
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 2 High Output

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="text"/>	Papir: <input type="text"/>	Glas: <input type="text"/>
Metal: <input type="text"/>	Latex: <input type="text"/>	Bomuld: <input type="text"/>
Andet: _____		Økologisk: <input type="text"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PE, LDPE, TPE, PTFE, Aktivt kul PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Metal: Andet: _____
Papir: Latex:
Glas: Bomuld:
Økologisk:

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 2 High Output

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1207-43	1207-43	5709817517811	Dansac Nova 2 High Output, tøm, sym, farvet	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1207-55	1207-55	5709817502206	Dansac Nova 2 High Output, tøm, sym, farvet	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1207-70	1207-70	5709817502343	Dansac Nova 2 High Output, tøm, sym, farvet	70	10 stk.	10 æsker	-	nej
1208-43	1208-43	5709817517835	Dansac Nova 2 High Output, tøm, sym, klar	43	10 stk.	10 æsker	-	nej
1208-55	1208-55	5709817502480	Dansac Nova 2 High Output, tøm, sym, klar	55	10 stk.	10 æsker	-	nej
1208-70	1208-70	5709817502626	Dansac Nova 2 High Output, tøm, sym, klar	70	10 stk.	10 æsker	-	nej

Dansac Nova 2 High Output

Produktinformation

- Anvendelsesområde:** Til brug lige efter stomioperationen (som PostOp pose) eller til dem med meget afføring (stort output).
- Afløbsstuds:** Afløbsstudsens er lavet af et blødt materiale, der er let at håndtere. Kan let tilkobles til standard drænage systemer.
- Afløbsstudsens kan klippes af og posen kan lukkes med klemme i stedet.
- Posefilm:** Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
- Backing:** Posen har en non-woven stofbeklædning på siden ind mod huden der er vandafvisende.
- Filter:** Nova dobbelt lags filter af 100% aktivt kul
En ydre teflon membran beskytter filteret mod lækage gennem filteret og beskytter filteret udefra mod fugt.
- Sortiment:**



Dansac Nova 2 High Output
Lukning: blød afløbsstuds
Kapacitet: 840 ml
Symmetrisk, farvet: Ref. 1207-55 & 1207-70
Symmetrisk, klar: Ref. 1208-55 & 1208-70