

# Produktdatablad

## Dansac Nova 2 PostOp sæt (steril)

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Dansac A/S  
Adresse Lille Kongevej, 3480 Fredensborg  
Land Danmark  
Website: www.dansac.com

#### 1.2. Forhandler:

Navn Dansac & Hollister Danmark  
Adresse Slotsmarken 17, 1., 2970 Hørsholm  
Tlf. nr. 4846 5100  
Fax nr. 4846 5110  
E-mail: dk.salg@dansac.com  
Website: www.dansac.dk

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Dansac Nova 2 PostOp sæt

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se arket "Sortiment"**

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se arket "Produktinfo"**

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input type="checkbox"/>
Andet: _____		Økologisk: <input type="checkbox"/>

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, PP, PE, LDPE, hydrocolloid, TPE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Ingen Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen Genbrugsmaterialer:  Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Ingen

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Ingen

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Ingen

Genbrugsmaterialer:  Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: Klasse 2

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen

Forhandler: Ingen

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	



## Dansac Nova 2 PostOp sæt (steril)

### Sortimentsoversigt


Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse Ring	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
12102-102	12102-102	5709817506126	Dansac Nova 2 PostOp sæt	102	5 stk.	6 æsker	-	ja

1 sæt indeholder: 1 stk. Ref 11102-13, 1 stk. Ref 1230-102 og 1 stk. Ref 092-00

## Dansac Nova 2 PostOp Sæt

### Produktinformation

- Anvendelsesområde: Til brug lige efter stomioperationen.
- Posen:** Posen er klar så man let kan se stomien.  
Posen har en stor ringstørrelse  $\varnothing 102$  mm, så den kan bruges til loop-stomier med brug af stav.
- Afløbsstuds: Afløbsstudsens er lavet af et blødt materiale, der er let at håndtere.  
Kan let tilkobles til standard drænage systemer.
- Posefilm: Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
- Backing: Posen har en non-woven stofbeklædning på siden ind mod huden der er vandafvisende.
- Basispladen:** Basispladen er semi-fikseret, dvs. man kan få fingrene ind under en del af ringen, så trykket minimeres, når posen skal skiftes.  
  
Basispladen er let at rengøre, da den har vaskbar overflade.  
  
Pladetykkelse: 1,5 mm
- Klemme:** Afløbsstudsens kan klippes af posen og der kan sættes en klemme på i stedet.  
Længde: 80 mm, farvet
- Sortiment:



Dansac Nova 2 PostOp Sæt  
Ref 12102-102 - steril

#### Sættet indeholder:

Dansac Nova 2 PostOp pose  
Lukning: blød afløbsstuds  
Kapacitet: 590 ml  
Symmetrisk, klar: Ref 1230-102

Dansac Nova 2 PostOp Basisplade  
Ring 102: Ref 11102-13  
Opklippelig 13-90 mm

Dansac klemme  
Ref. 092-00