

Produktdatablad

Dansac X-tra Strips

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Dansac & Hollister Danmark
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Tlf. nr.: 4846 5100
 Fax nr.: _____
 E-mail: dk.salg@dansac.com
 Website: www.dansac.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac X-tra Strips

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/>	Papir: <input type="checkbox"/>	Glas: <input type="checkbox"/>
Metal: <input type="checkbox"/>	Latex: <input type="checkbox"/>	Bomuld: <input checked="" type="checkbox"/>
Andet: <u>CMC, SIS, C5 Tachifier</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: LLDPE, PET og EMA

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen

Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen

Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	



Dansac X-tra Strips

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
075-30	075-30	5709817600179	Dansac X-tra Strips	N/A	30 stk.	30 æsker	-	nej

Dansac X-tra Ringe

Produktinformation

- Anvendelsesområde: Kolostomi, ileostomi og urostomi.
Dansac X-tra Strips er en fleksibel mulighed for alle, der søger ekstra beskyttelse omkring klæberen.
De elastiske kantsikringer er designet til at forebygge lækage, hudirritation og lugtgener og giver dermed ekstra sikkerhed og større tryghed samt forlænger klæberens bæretid.
- Produktbeskrivelse: Dansac X-tra Strips tredelte design sikrer, at kantsikringerne passer til en hvilken som helst klæber.
De elastiske kantsikringer er designet til at forebygge lækage, hudirritation og lugtgener og giver dermed ekstra sikkerhed og større tryghed samt forlænger klæberens bæretid.
- Sortiment: Dansac X-tra Strips, elastiske kantsikringer
Ref 075-30