

Elektronisk datablad (Produktdatablad)

SenSura® Mio Flex Convex basisplader
Basisplade med Convex Light

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura®Mio Flex Convex basisplader med Convex Light

2.2. Sortimentsoversigt:

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: Butylgummi, SIS, PIB, Resin, Gelatine, Cellulose, CMC, Pectin og HDPE

3.2. Plast:

Plast-typer: PU-EEA/EVA, polyester film PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer:

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Produktet skal opbevares vandret under kølige og tørre forhold. Produktet er til engangsbrug og skal bortskaffes med alm. husholdningsaffald. Må ikke skylles i toiletet.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage			X	
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	



VERSION 15-10-2015

SenSura® Mio Flex Convex basisplader

Basisplade med Convex Light

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1647101008		5708932895743	SenSura Mio Flex Convex Light 10-20mm opklipbar/huldiometer	Kobling 35mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1467201008		5708932895729	SenSura Mio Flex Convex Light 18mm	35mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1648101008		5708932895705	SenSura Mio Flex Convex Light 15-30mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1648301008		5708932895682	SenSura Mio Flex Convex Light 15-40mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1648401008		5708932895668	SenSura Mio Flex Convex Light 21mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1648501008		5708932895644	SenSura Mio Flex Convex Light 25mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1648601008		5708932895620	SenSura Mio Flex Convex Light 28mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1648701008		5708932895606	SenSura Mio Flex Convex Light 31mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1648801008		5708932895583	SenSura Mio Flex Convex Light 35mm	50mm	Æske á 5 stk	28 æsker		
1649101008		5708932895569	SenSura Mio Flex Convex Light 15-53mm	70mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1649301008		5708932895552	SenSura Mio Flex Convex Light 38mm	70mm	Æske á 5 stk	20 æsker		
1649401008		5708932895545	SenSura Mio Flex Convex Light 41mm	70mm	Æske á 5 stk	20 æsker		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpkningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *