

**Elektronisk datablad (Produktdatablad)****SenSura Mio Flex basisplade****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Coloplast A/S  
Adresse Holtedam 1  
Land Danmark  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

**1.2. Forhandler:**

Navn Coloplast Danmark A/S  
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk  
Tlf. nr. 49111213  
Fax nr. 49111212  
E-mail: [dkmail@coloplast.com](mailto:dkmail@coloplast.com)  
Website: <http://www.coloplast.dk/>

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn SenSura Mio Flex basisplade

**2.2. Sortimentsoversigt:****2.3. Yderligere oplysninger om produktet****3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, pectin

Økologisk:

**3.2. Plast:**

Plast-typer: PU-EEA/EVA, polyester film

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet:

#### 4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer:

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: **Non sterile class I**

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14001

Forhandler:

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Må ikke skylles ud i toiletet.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage			x	
Inderemballage			x	
Transportemballage			x	



VERSION 01.04.2014

## SenSura Mio Flex basisplade

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
1055101008		5708932943352	SenSura Mio Flex 35mm 10-33	35mm	5	160		
1056101008		5708932943345	SenSura Mio Flex 50mm 10-48	50mm	5	160		
1056201008		5708932943338	SenSura Mio Flex 50mm 25	50mm	5	160		
1056301008		5708932943321	SenSura Mio Flex 50mm 30	50mm	5	160		
1056401008		5708932943314	SenSura Mio Flex 50mm 35	50mm	5	160		
1056501008		5708932943307	SenSura Mio Flex 50mm 40	50mm	5	160		
1057101008		5708932943291	SenSura Mio Flex 70mm 10-68	70mm	5	160		
1057201008		5708932943284	SenSura Mio Flex 70mm 45	70mm	5	160		
1057301008		5708932943277	SenSura Mio Flex 70mm 50	70mm	5	160		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.  
Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst  
Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.  
Forpkningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.  
Sterile produkter angives ved \*

VERSION 24-03-2014