

Produktdatablad

Salts Healthcare Confidence Convex Supersoft Uro

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Salts Healthcare
 Adresse Richard Street, Aston, Birmingham
 Land England
 Website: www.salts.co.uk

1.2. Forhandler:

Navn Kirstine Hardam A/S
 Adresse Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro
 Tlf. nr. 97 42 32 33
 Fax nr. 97 42 80 14
 E-mail: post@hardam.dk
 Website: www.hardam.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001:2000
ISO13485: 2003

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Confidence Convex Supersoft Uro

2.2. Sortimentsoversigt:

Se nedenstående

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: **Nej**

Papir: **Nej**

Glas: **Nej**

Metal: **Nej**

Latex: **Nej**

Bomuld: **Ja**

Andet: Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene

Økologisk: **Nej**

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA/PVCD/EVA

PVC: **Ja**

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: **Nej** Typer: _____

Klorbleget materiale: **Nej** Genbrugsmaterialer: **Nej**

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : **nej**

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)Pap: JaPapir: JaGlas: NejMetal: NejLatex: NejBomuld: Nej

Andet: _____

Økologisk: Nej**4.2. Plast:**

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:Tungmetal: Nej Typer: _____Klorbleget materiale: Nej Genbrugsmaterialer: Ja

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Ja Klasse: 1**6. Miljøoplysninger**6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej: Nej6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Nej Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____ Forhandler: _____

7. HoldbarhedHoldbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 3 år**8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger**

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys.

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X	X	X	X
Inderemballage	X	X		
Transportemballage	X	X	X	X

Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.

Sortimentsoversigt Salts Healthcare Confidence Convex Supersoft Uro

10 stk/aæske alle hudfarvede med delt forside

Hulstørrelse	Mini	Midi	Maxi
13-25 mm		CUSS1325	
13-38		CUSS1338	
13-52		CUSS1352	
21		CUSS21	
25		CUSS25	
28		CUSS28	
32		CUSS32	
35		CUSS35	
38		CUSS38	