



Kompression til dem,
der elsker at

bevæge
sig frit

Kimberly,
Sekundær lymfødempatient

JOBST® Confidence

Næste generation af specialstrikket
fladstrikkede kompressionsstrømper

JOBST® Confidence

Innovativ strikketeknik
muliggør en høj grad
af **tilpasning til den
individuelle kropsform**



Strikket med lette, tilpassende
materialer som også giver en
fast støtte




Avanceret fugthåndtering med
en konstruktion med to lag for
optimal brugerkomfort



Inspireret af **patienters behov** og udviklet med **næste-generations teknologi**



Unik indbygget fugthåndtering

JOBST Confidence kompressionsstrømper tager skridtet videre til en optimal håndtering af fugt ved at integrere en unik materialekonstruktion og garnkombination, som giver optimal komfort. JOBST Confidence er det eneste fladstrikkede kompressionsmateriale, der anvender et højtydende todelt lag af materialer, som transporterer fugt fra huden og ud på ydersiden af strømper, hvor det fordamper. Dette er designet for at holde huden tør og give patienten en behagelig følelse hele dagen.



Blødere garner giver en behagelig følelse mod huden

JOBST Confidence består af lette og bløde garner, anvendt i en unik strikket konstruktion i to lag. Det sikrer en behagelig følelse mod huden og kan give den fleksibilitet og komfort som brugerne ønsker, når de har kompressionsstrømper på.




Fast støtte som tilpasse sig det individuelle behov

Dine patienter har behov for fast støtte, de kan stole på. Den innovative metode anvendt i JOBST Confidence kompressionsstrømper betyder, at garnet tilpasse sig til kroppens individuelle facon. Det gør, at kompressionniveauet altid er optimalt.

Vi introducerer en **ny æra af komfort** med den **næste generation** af teknologi for fladstrik.

JOBST Confidence hjælper dine patienter med at føle sig frie både i krop og sjæl med en enestående kompressionsstrømpe så unik, som de selv er. Den nye generation af fladstrikteknologi anvendt i JOBST Confidence muliggør en præcis pasform til den reelle individuelle anatomiske kropsform. Dette personlige raffinerede fit giver ikke kun komfort, men muliggør en større grad af bevægelsesfrihed.

**INNOVATIV
TEKNOLOGI**



Nøglen til den avancerede komfort, som JOBST Confidence giver, ligger i den optimerede strikkeproces. Den innovative næstegenerations-teknik sørger for, at strømpen passer anatomisk til den reelle kropsform mere præcist end nogensinde før.

Strikkeprocessen resulterer i Contour Fit - konturpunkter, som viser, hvor strikningen er individuelt tilpasset, som gør det muligt at bevæge sig mere frit i hverdagen.

Ny Contour Fit teknologi

JOBST Confidence strikkes med en ny strikketeknik, som, imodsetning til traditionel fladstrik, tillader strømpens pasform at tilpasse sig på flere punkter end kun bagtil. Dette muliggør en sand individualisering af strømpens fit som aldrig før. Over det hele er strømpen designet til at sidde komfortabelt mod huden, mens den sørger for det rigtige niveau af terapeutisk kompression til den enkelte.





“ Jeg vil leve,
så godt et liv jeg kan,
med kompression! ”

Kimberly, sekundær lymfødempatient

Nedbryd barrierne til patient-compliance med **JOBST Confidence**

JOBST Confidence er ikke blot designet til at støtte rejsen mod en bedre sundhed og behandlingsresultater, men også til at gøre det muligt at leve så godt et liv som muligt med lymfødem.

JOBST Confidence er designet til at:


- ☒ give bedre komfort
- ☒ være mere hudvenlig
- ☒ give bedre bevægelsesfrihed
- ☒ give forbedret fugthåndtering
- ☒ tilbyde et sortiment af farver og designmuligheder

JOBST Confidence gør en forskel til mildt til moderat lymfødem

God compliance kræver en optimal kompressionsstrømpe. En høj grad af compliance er afgørende for at få god effekt af en kompressionsstrømpe. Det kan opnås ved at vælge en strømpe, der adresserer brugerens vigtigste behov, såsom komfort og ønsket om at leve et så normalt liv som muligt.



Hvordan defineres mild til moderat ødem?¹



¹ Modified from: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

JOBST® Confidence


Farver



Beige



Jeans Heather



Red Heather



Caramel



Anthracite
Heather



Black



Modeller



Armstrømpe CG1



Armstrømpe AG1



Knæstrømpe



Lårstrømpe



Strømpebukser



BT/BIT
Leggings



ET
Bermuda



AB1
Ankelstrømpe



AG-HT
Strømpebukse



CT
Capri



Kompressionsklasser

Overekstremitet

KKL 1 ► 15 - 21 mmHg

KKL 2 ► 23 - 32 mmHg


Underekstremitet

KKL 1 ► 18 - 21 mmHg


KKL 2 ► 23 - 32 mmHg

KKL 3 ► 34 - 46 mmHg

Designtilvalg - benstrømper




Deco Line
(foran på strømpen)



Initialer

Funktionstilvalg



Funktionszone
albue



Funktionszone
knæ



Funktionszone
ankel



Skrå afslutning
uden tå



Blomstret taljebånd
5 cm (kun Strømpe-
bukser kvinde)




Hallux Valgus zone
(kun i kombination
med skrå afslutning
på fod m/u tå)



Slipform på
knæstrømpe (skrå
afslutning ved D)



SoftFit silikonekant
arm og knæstrømpe



Duppe silikonekant
arm- og lårstrømpe

Oversigt modeller og tilvalg



	Armstrømpe		Benstrømpe		Strømpebuks		Leggings, Capri & Bermuda	Ankelstrømpe
	CG1	AG1	AD	AG	AT	AG-HT	BT, B1T, CT, ET	AB1
Kompressionsklasse								
KKL 1	•	•	•	•	•	•	•	•
KKL 2	•	•	•	•	•	•	•	•
KKL 3			•	•	•	•	•	•
Valgmuligheder og tilvalg								
Silikonekant SoftFit	•	•	•					
Silikonekant i forlængelse 2,5 cm	•	•						
Silikonekant, 1/2 omkr. indvendig, 2,5 cm	•	•						
Slipform (Skrå afslutning ved D)			•					
Slipform og 5 cm noppe i forlængelse				•				
Funktionszone, ankel			•	•	•	•		•
Funktionszone, knæ				•	•	•	•	
Funktionszone, albue	•	•						
Ekstra vinklet albue	•	•						
Lige afslutning fod			•	•	•	•		•
Skrå afslutning fod			•	•	•	•		•
Hallux Valgus			•	•	•	•		•
Med tå			•	•	•	•		•
Uden tå			•	•	•	•		•
Deco line	•	•	•	•	•	•	•	
Kvinde/mandemodell (kun AT - standard taljebånd)					•	•	•	
Gylp med åbning (mand)					•	•	•	
Gylp uden åbning (mand)					•	•	•	
Blomstret taljebånd 5 cm (kvinde)					•	•	•	