

Størrelser: Str. 1-8 Alm. Vidde og Str. 1-8 Ekstra vidde.

Kompressionsklasse: Ccl. 1 og Ccl. 2

Farver: Karamel, Sand og Sort.

Materialer:

Ccl. 1 34 % Elastan, 66 % Polyamid

Ccl. 2 43 % Elastan og 57 % Polyamid.

Anvendelse: Rundstrikket kompressionsærme med middel stabilitet /stiffness.

Indikation: Lip- og Lymfødemed stadie 2. Svære venøse problematikker.

Håndtering: Vask i hånden eller vaskemaskine ved max 40°. Kan tørres i tørretumbler ved lav varme.

Bortskaffelse: Almindelig renovation.

Forpakning og mindste salgsenhed: 1 stk.

UNSPSC: 42142802

Godkendelser:



Kl. 1



Størrelser	I		II		III		IV	
Omkreds (cm)	Standard	ekstra vidde	Standard	ekstra vidde	Standard	ekstra vidde	Standard	ekstra vidde
eG	25,5 – 28,0	28,5 – 31,0	28,0 – 30,5	30,5 – 33,5	30,0 – 33,0	33,0 – 36,0	32,0 – 35,0	35,0 – 38,5
eF	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	29,5 – 32,0	32,0 – 35,0
eE	23,0 – 25,0	24,0 – 26,0	24,5 – 26,5	26,5 – 29,0	26,0 – 28,5	28,5 – 31,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0
eD	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,5	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	25,0 – 27,5	28,0 – 30,5
eC 1 = 100%*	15,0 – 16,5		16,5 – 18,0		18,0 – 19,5		19,5 – 21,0	
eC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16,0 – 17,5		17,5 – 19,0	
eA	15,0 – 18,0		16,0 – 19,0		17,0 – 20,0		19,0 – 22,0	

Størrelser	V		VI		VII		VIII**	
Omkreds (cm)	Standard	ekstra vidde	Standard	ekstra vidde	Standard	ekstra vidde	Standard	ekstra vidde
eG	33,5 – 36,5	37,0 – 40,5	36,0 – 39,5	39,5 – 43,0	38,0 – 41,5	41,5 – 45,5	40,5 – 44,5	45,0 – 49,5
eF	31,0 – 34,0	34,0 – 37,0	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0	37,5 – 41,0	41,5 – 45,5
eE	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0
eD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,0	28,5 – 31,0	31,0 – 34,0	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5
eC 1 = 100%*	21,0 – 23,0		23,0 – 25,0		25,0 – 27,5		27,5 – 30,0	
eC	19,0 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5		25,0 – 27,5	
eA	20,0 – 23,0		22,0 – 25,0		24,0 – 27,0		26,0 – 29,0	

Tilsigtet formål: En fladstrikket kompressionsstrømpe yder kompression på dine ben. Anvendes hovedsageligt til behandling af sygdomme eller skader i vene- eller lymfesystemet